

medisan

Anti-Dekubitus P r o g r a m m

Damit Liegen nicht
Wundliegen bedeutet.



Sanitätshaus
LAMBERT

Gesund werden. Gesund bleiben.

INHALT

Einführung	1
Beurteilungs- skala	2
Notizen	3
Weichlagerungs- systeme Sitzhilfen	4
Weichlagerungs- systeme Fersenschutz	5
Lagerungskissen	6
Weichlagerungs- systeme zur Therapie- unterstützung	9
Elektrische Systeme	10
Lymphstau- geräte	12
Lymphödem- bandagen	13
Bestellformular	14
Allgemeine Geschäfts- bedingungen	15

Gesund werden. Gesund bleiben. Wir helfen dabei.

Statistik Austria informiert über eine stetige Verschiebung der Bevölkerung in Richtung ältere, pflegebedürftige Menschen. Wenn Patienten beim Sitzen/Liegen gewebeschonend gelagert werden sollen, erfordert dies angepasste medizinische und pflegerische Maßnahmen, damit eine maximale Druckentlastung ermöglicht wird. Mit unserem Anti-Dekubitus Sortiment bieten wir Hilfsmittel an, die Patienten und Ihrem sozialen Umfeld den Alltag mit mehr Vertrauen und Sicherheit bewältigen lassen sollen. Nähere Informationen dazu erhalten Sie in unseren Filialen (Adressen siehe vorletzte Seite) bzw. unter Telefon 0662-622002 oder www.lambert.at


DIE INNOVATIONEN ZUR DEKUBITUS- UND SCHMERZTHERAPIE VERÄNDERN DIE PFLEGE

Neue Produkte und Therapien, die

- eine bedürfnisgerechte und individuelle Adaption ermöglichen.
- eine physiologische Lagerung des Patienten ohne Druckspitzen erreichen helfen.
- für eine optimale, dem Körpergewicht angepasste Druckentlastung sorgen.
- die Durchblutung des Gewebes gefährdeter Dekubitus-Stellen erheblich verbessern.
- die Eigenbewegung und Mobilität sowie das Wohlbefinden des Patienten fördern.
- eine bedürfnisgerechte und individuelle Anpassung einer gewebeschonenden Lagerung möglich machen.
- einen gesunden, regenerierenden Schlaf und die Genesung erlauben.
- eine Pflege ohne unerwünschte Nebenwirkungen beim Patienten erzielen.
- zur Vorbeugung und Behandlung von Spastiken und Kontrakturen dienen.
- integrierbar in jedes vorhandene Pflegebett sind.
- für ein gesundes, atmungsaktives Haut- und Bettklima liegender Patienten sorgen.
- hochwertige Materialien sowie eine lange Nutzungsdauer garantieren.

BEURTEILUNGSSKALA HAUT/WUNDE

KÖRPERLICHER ZUSTAND GUT - keine größeren gesundheitlichen Probleme 0 MITTEL - gesundheitliche Probleme (z.B. Diabetes, Anämien) kleinere Operationen 1 SCHLECHT - chronische, ernsthafte gesundheitliche Probleme, z.B. Anämie2	
BEWUSSTSEINSLAGE ORIENTIERT, ausreichendes verbales KOMMUNIKATIONSVERMÖGEN 0 EINGESCHRÄNKTES KOMMUNIKATIONSVERMÖGEN, schläft meistens 1 KEIN ausreichendes verbales Kommunikationsvermögen 2 KOMATÖS 4	
AKTIVITÄT GEHEN - frei, ohne Hilfe 0 GEHEN MIT HILFE - braucht Hilfe, benützt Krücken oder Gehhilfe 1 SITZEND - kann nicht gehen, an den Stuhl/Rollstuhl gebunden 4 BETTLÄGRIG - ständig an das Bett gebunden 6	
MOBILITÄT UNEINGESCHRÄNKT - bewegt Extremitäten nach Belieben 0 EINGESCHRÄNKT - durch Verband oder Schmerzen, Lähmungen 2 STARK EINGESCHRÄNKT - starke Schmerzen bei Bewegung 4 UNBEWEGLICH - Kontrakturen, para- bzw. quadriplegisch 6	
INKONTINENZ KEINE - völlige Beherrschung des Darmes und der Blase 0 GELEGENTLICH - Blaseninkontinenz bei Stress, Blasentraining erforderlich 2 STUHL/HARN - keine Blasenbeherrschung, gelegentlich Stuhlverlust 4 TOTAL - keine Blasenbeherrschung, häufig bzw. ständig Stuhlverlust 6	
ERNÄHRUNG GUT - isst und trinkt ausreichend, Gewicht im normalen Bereich 0 MITTEL - Anregung zum Essen, unter- bzw. übergewichtig, Haut trocken 1 SCHLECHT - Gewichtsverlust, Haut trocken, zusätzliche Nahrung 2 SEHR SCHLECHT - parenterale Ernährung, enteral über Sonde 3	
HAUT/DEKUBITUS KEIN DEKUBITUS 0 DEKUBITUS - Stadium I 4 DEKUBITUS - Stadium II 6 DEKUBITUS - Stadium III 8 WUNDHEILUNGSSTÖRUNGEN 8	
SUMME	



WEICHLAGERUNGSSYSTEME SITZHILFEN

DEC18.



Weichlagerungs-Gel-Sitzauflage

Gemuldete Sitzauflage aus blauem Gel. Erhältlich mit Inko Überzug.



Artikelnrn.:	DEC181	DEC182
Größen cm ca.:	40x40x2,5cm	45x43x2,5cm

DEC180




Weichlagerungs-Gel-Sitzauflage mit zentraler Freilegung

Gemuldete Gel-Sitzauflage.

In einer Standard-Größe (ca. 40x40x2,5cm) erhältlich.



MSAD330...



Weichlagerungs-Gel-Sitzauflage

Gel-Kissen mit viskoelastischem Polyurethan-Gel in einer extrem dehnbaren Polyurethan Hülle mit Inko-Schutzbezug.



Artikelnrn.:	AD330.0	AD330.1	AD330.10	AD330.11	AD330.12
Größen cm ca.:	40x40x7	43x43x7	40x40x5	43x43x5	43x45x5

In anderen Größen auf Anfrage erhältlich.

DEC2...



Weichlagerungs-Flotations-Luftzellenkissen-Sitzauflage

Aufblasbares Luftzellensitzkissen mit Manometer. Durch abbinden der entsprechenden Tüllen können besonders betroffene Stellen zusätzlich freigelegt werden. Zusätzlich ist der Auflagedruck individuell einstellbar.

In verschiedenen Größen (40x40 cm, 40x43 cm, 40x46 cm, 43x43 cm, 46x46 cm) oder auf Anfrage erhältlich.

Ersatzteile:

Reparaturset, Manometer, Ersatzsitzbezug (Größenangabe erforderlich)



Artikelnrn.:	z.B. DEC20.	z.B. DEC21.
Höhe in cm ca.:	6 cm	10 cm

WEICHLAGERUNGSSYSTEME FERSENSCHUTZ

DIV

Fersen-Freilagerung, beidseits



Zur funktionellen Reha, besonders geeignet bei Geriatrie-Patienten, postoperativ, in Aufwachstationen, Wiedereingliederung, zur Mobilisierung in der Reha, zur ambulanten Pflege, bei Langzeiterkrankungen.



CE

DIV

Unterschenkel-Fersenlagerung mit zentraler Entlastung



Stiefel-Fersenschutz mit totaler Entlastung

Zur funktionellen Reha, besonders geeignet bei Geriatrie-Patienten, postoperativ, in Aufwachstationen, Wiedereingliederung, zur Mobilisierung in der Reha, zur ambulanten Pflege, bei Langzeiterkrankungen.



CE

DIV

Fersentlastung



Mit dem Fuß verbundener Fersenschutz

Zur funktionellen Reha, besonders geeignet bei Geriatrie-Patienten, postoperativ, in Aufwachstationen, Wiedereingliederung, zur Mobilisierung in der Reha, zur ambulanten Pflege oder bei Langzeiterkrankungen.



CE

Die Bezüge sollten aus hygienischen und bakteriellen Gründen nicht bei mehreren Patienten verwendet werden.

LAGERUNGSKISSEN

MSAD360.7

Halbrolle



Halbrolle aus viskoelastischem Schaumstoff zur optimalen Lagerung z.B. von Nacken oder Knie.

Der Bezug ist atmungsaktiv und bei 40° waschbar.

CE

Größe ca.:	42x18x10 cm
Farbe:	weiß

MSAD360...

Rolle



Rolle aus viskoelastischem Schaumstoff zur optimalen Lagerung z.B. von Nacken oder Knie.

Der Bezug ist atmungsaktiv und bei 40° waschbar.

CE

Artikelnrn.:	MSAD360.15	MSAD360.8
Größen ca.:	40x15 cm	31x12 cm

MSAD360.14

Druckentlastender Memory Sitzring



Sitzring aus viskoelastischem Schaumstoff zur Hohllegung von schmerzenden Stellen im Sitzbereich, fördert die Heilung.

Der Bezug ist atmungsaktiv und bei 40° waschbar.

CE

Größe ca.:	44 cm
Farbe:	weiß

Dies ist nur ein kleiner Auszug unserer Memory-Linie. Bitte fordern Sie für mehr Informationen unser [Detailprospekt](#) mittels beiliegendem Antwort-Fax an.

LAGERUNGSKISSEN

MSAD12
MSAD13

Cervicalkissen für Damen - Hospitallinie Cervicalkissen für Herren - Hospitallinie



Kissen aus viskoelastischem Schaumstoff.

Der Bezug ist atmungsaktiv und bei 40° waschbar.

Ersatzbezüge:

Artikelnummern: MSAD341.1 und MSAD341.2

CE

Größen ca.:	Damen 55x30x10/8 cm	Herren 60x30x12/10 cm
Farbe:	weiß	

MSAD360...

Druckentlastendes Memory Polster / Lagerungskissen



Kissen aus komfortablem, viskoelastischem Schaumstoff. Auch für Bauchschläfer geeignet.

Der Bezug ist atmungsaktiv und bei 40° waschbar.

Ersatzbezüge:

Artikelnummern: MSAD341.11, MSAD361.2 und MSAD361.3

CE

Artikelnrn.:	MSAD360.16	MSAD360.3	MSAD360.4
Größen ca.:	50x70 cm	40x60x11/12 cm	60x60x11/12 cm

MSAD340.7

Cervical-Reisekragen



Kissen aus komfortablem, viskoelastischem Schaumstoff zur optimalen Nackenlagerung beim Sitzen.

Der Bezug ist atmungsaktiv und bei 40° waschbar.

CE

Größe ca.:	31x27x10cm
Farbe:	weiß

Dies ist nur ein kleiner Auszug unserer Memory-Linie. Bitte fordern Sie für mehr Informationen unser [Detailprospekt](#) mittels beiliegendem Antwort-Fax an.

LAGERUNGSKISSEN

MSAD360.5

Wadenkissen mit atmungsaktiven Luftlöchern



Für ideale Druckentlastung von Fuß und Bein in Kombination mit Atmungsaktivität durch Luftkanäle, welche die Feuchtigkeit optimal abtransportieren.

Der Bezug ist atmungsaktiv und bei 40° waschbar.

Ersatzbezug:
Artikelnummer: MSAD36...



Größe ca.:	67,5x33x12 cm
Farbe:	weiß

MSAD360.5C

Wadenkissen mit Carbon



Für ideale Druckentlastung von Fuß und Bein. Leicht, atmungsaktiv, antistatisch und antibakteriell durch eingearbeitetes Carbon im Kissen.

Der Bezug ist atmungsaktiv und bei 40° waschbar.

Ersatzbezug:
Artikelnummer: MSAD36...



Größe ca.:	67,5x33x12 cm
Farbe:	weiß

WEICHLAGERUNGSSYSTEME ZUR THERAPIEUNTERSTÜTZUNG

MSAD11

Weichlagerungsauflage - Hospitalline

Dekubitus bis Grad 1 / Prophylaxe

mobil



Einsteigermodell aus viskoelastischem Schaumstoff mit hohem Raumgewicht.

Die Matratze sorgt für ein optimales Einsinken und dadurch für einen guten Auflagedruck bei mobilen Patienten die noch keinen Dekubitus (Druckgeschwür) haben. Zusätzlich wird die Blutzirkulation gefördert. Dies ist ein wichtiger Faktor einer guten Klimabelüftung.

Diese Matratze hat einen abnehmbaren Überzug mit Verschluss. Es gibt auch einen Inkontinenz-Überzug.

CE

Größe ca.:	90x200x15 cm
Farbe:	weiß

MSAD09

Weichlagerungsauflage zur Vorsorge

Dekubitus bis Grad 1 / Prophylaxe

mobil



Viskoelastische Schaumstoffauflage mit Memoryeffekt.

Bewährte Weichlagerung mit textilem Überzug. Als Alternative kann auch ein Inko-Überzug verwendet werden.

CE



Diese Auflage kann auch zur Aufwertung einer bestehenden Matratze zu einer Visco-Matratze verwendet werden.

Größe ca.:	90x200x7 cm
Farbe:	weiß

MSAD2001.6

Gelaufuge, abnehmbar (für Kältetherapie)



Als Überzug auf die Weichlagerungsauflage.

CE

ELEKTRISCHE SYSTEME

DEC2000

Wechseldrucksystem - Systeme mit elektrischer Luftzirkulation

Dekubitus Vorsorge

teilmobil



CE

Wechseldrucksystem:

Dieses besteht aus mehreren Luftkammern, die durch eine automatische Steuerung wechselseitig mit Luft befüllt, bzw. wieder entleert werden, dies bewirkt eine permanente und sanfte Umlagerung des Patienten. Der Wechseldruck wirkt sich nur bei liegender Position optimal aus. Da Wechseldrucksysteme mit einem Luftaggregat arbeiten, kommt es zu einer Lärmbildung durch das Gebläse (max. 29 dB=Dezibel).

Für Patienten bis maximal 120 kg Körpergewicht.

Wechselnder Auflagedruck sollte nicht bei lärm- oder bei schmerzempfindlichen Patienten eingesetzt werden. Bevorzugen Sie in diesen Fällen statische Systeme oder andere geeignete Auflagen aus Schaumstoff oder anderen Materialien.

Größe ca.:	200x90x65 cm
------------	--------------

DEC1

Weichlagerungssystem mit Wechseldruck

Dekubitus Grad 1 bis 2

teil- /immobil



CE

Weichlagerungssystem mit Wechseldruck:

Dieses lagert den Patienten zu 100 % unter der Mikro-Thrombosierungs-Grenze, d.h. mit einem so geringen Druck auf die Gefäße, dass Blutzirkulation und Sauerstoffversorgung gewährleistet werden. Neben der Reduktion des Auflagedrucks wird, durch die Wechseldruckfunktion, die Durchblutung der Haut angeregt.

Für Patienten bis max. 140 kg Körpergewicht.

Mit Pflege-Stellung (Static): Deaktivierung des Wechseldruckes zur Erleichterung von Pflege-tätigkeiten wie z.B. umlagern, umkleiden, etc.

Ein Indikator zeigt an, wenn der Druck in der Matratze zu gering ist.

Die Matratze ist mit einem Reißverschluss versehen, welcher die Instandhaltung und Reinigung vereinfacht. Der Bezug ist wasserresistent und dampfdurchlässig.

Größe ca.:	200x100x10 cm
------------	---------------

ELEKTRISCHE SYSTEME

DEC2

Weichlagerungssystem mit Wechseldruck

Dekubitus Grad 2 bis 3

immobil



CE

Dieses lagert den Patienten zu 100 % unter der Mikro-Thrombosierungs-Grenze, d.h. mit einem so geringen Druck auf die Gefäße, dass Blutzirkulation und Sauerstoffversorgung gewährleistet werden. Neben der Reduktion des Auflagedrucks wird, durch die Wechseldruckfunktion, die Durchblutung der Haut angeregt. Dieses Produkt wird bei Dekubitusgrad 2 - 3 empfohlen, da die größeren Zellen eine noch niedrigeren Auflagedruck erzeugen als bei Produkten, die bei geringeren Dekubitusgraden empfohlen werden. 17 Stück 5" Zellen. Gewicht: 5 kg.

Für Patienten mit maximal 140 kg Körpergewicht.

Mit Pflege-Stellung (Static): Deaktivierung des Wechseldruckes zur Erleichterung von Pflegeetätigkeiten wie z.B. umlagern, umkleiden, etc.

Die Schaumgummi-Ausgleichsunterlage ist notwendig für eine Schnellentlüftung des Therapie- Systems, im Notfall. Der Notablass ermöglicht ein schnelles Entlüften der Kammern. Das System verfügt über einen akustischen Alarm, wenn der Druck zu niedrig ist.

Größe ca.:	200x90x12,7 cm
------------	----------------

DEC3

Luftstromtherapie-Gerät

Bis Dekubitus Grad 3 bis 4

immobil



CE

Dieses erzeugt Luftstrom aus mikroskopisch feinen Öffnungen für die optimale Mikroklima-Kontrolle. 20 Stück 8" Zellen gewährleisten eine noch weichere Lagerung. Empfohlen bei Dekubitus Grad 3 - 4.

LAL = Low air Loss Prinzip: Durch Belastung des Körpers verdrängte Luft wird exakt an jene Stellen weitertransportiert, wo sie zur Stabilisierung des Patienten benötigt werden. Wellenförmige Be- und Entlüftung (Pulsation) fördern den Lymphfluss und die Durchblutung der Haut. Gewicht: 7,5 kg.

Für Patienten mit maximal 180 kg Körpergewicht.

Mit Pflege-Stellung (Static): Deaktivierung der Pulsation binnen Sekunden. Ein Notablass ermöglicht ein schnelles Entlüften der Kammern.

Größe ca.:	200x90x25,4 cm
------------	----------------

Zusatz:

Ausgleichsunterlage als Unterlage für elektrische Weichlagerungssysteme mit Luftzirkulation, (Art.Nr. GR0001). Die Schaumgummi-Ausgleichsunterlage ist notwendig um im Falle einer Fehlfunktion oder Reanimation zu verhindern, dass der Patient am Lattenrost aufliegt. Größe: ca. 90x200x5 cm, ohne Überzug.

LYMPHSTAUGERÄTE

APAD...

Lymphstaugeräte



Die Lymphstaugeräte leisten Abhilfe bei

- Venös bedingten oder posttraumatischen Ödemen
- Primären und sekundären Lymphödemen
- Arteriellen Verschlusskrankheiten mit Ödemen



Vorteile des Geräts:

- Ergonomisches Design für die Therapie Zuhause oder im klinischen Bereich
- Leise, bewährte Pumpe für den Dauereinsatz
- Einfache Handhabung
- Erhältlich mit zwei oder drei Kammern
- Material besteht aus waschbarem Polyurethan
- Der Druck kann durch einen Regler spezifisch eingestellt werden



CE




LYMPHÖDEMBANDAGEN

Lymphödembandagen für den Arm (teilweise Schulter) nach Maß



Wir führen Kompressionsbehelfe zur Verbrennungs- und Narbenbehandlung sowie zur Lymphödem- und Ödembehandlung.

Für nähere Informationen fordern Sie bitte mit dem beiliegenden Antwort-Fax unser Detailprospekt an.



Ihr Firmenstempel:

Datum:

Unterschrift:

Sanitätshaus Lambert

Bergstraße 8, 5020 Salzburg, AUSTRIA

BESTELLFAX +43 (0) 662 / 87 41 51

Ihre Ansprechpartner:

Herr **Benjamin Gruber**, Tel. 06 64 / 840 65 43, Mail: benjamin.gruber@lambert.at

Sekretariat Geschäftsleitung, Tel. 06 62 / 87 96 88-77, Mail: office@lambert.at

Artikel-Bezeichnung	Artikel-Nr.	Größe	Farbe	Anzahl	Gesamt- preis

Wir bemühen uns Ihren Wunsch so rasch als möglich zu bearbeiten.
Herzlichen Dank!

Ihr Team vom Sanitätshaus Lambert.

Gerichtsstand Salzburg: zahlbar innerhalb 14 Tagen netto Kassa.

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Sanitätshaus Lambert GmbH

1. Geltungsbereich

Diese allgemeinen Bedingungen gelten für Rechtsgeschäfte zwischen Johann Lambert GmbH („Sanitätshaus Lambert“) und Kunden vom Sanitätshaus Lambert und zwar für die Lieferung von Waren und sinngemäß auch für die Erbringung von Leistungen.

2. Angebot

Angebote vom Sanitätshaus Lambert gelten als freibleibend. Sämtliche Angebots- und Projektunterlagen dürfen ohne Zustimmung vom Sanitätshaus Lambert weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Sie können jederzeit zurückgefordert werden und sind unverzüglich dem Sanitätshaus Lambert zurückzustellen, wenn die Bestellung anderweitig erteilt wird.

3. Vertragsabschluss

Der Vertrag gilt als geschlossen, wenn das Sanitätshaus Lambert nach Erhalt der Bestellung eine schriftliche Auftragsbestätigung oder eine Lieferung abgesandt hat. Die in Katalogen, Prospekten und dergleichen enthaltenen Angaben sowie sonstige schriftliche oder mündliche Äußerungen sind nur maßgeblich, wenn in der Auftragsbestätigung ausdrücklich auf sie Bezug genommen wird.

Preise

Die Preise gelten ab Werk bzw. ab Lager vom Sanitätshaus Lambert. Mehrwertsteuer und andere gesetzliche Abgaben im Lieferland, sowie Verpackung, Transportkosten, Transportversicherung und Abwicklungspauschale werden dem Kunden entsprechend der jeweils geltenden Preisliste berechnet.

4. Lieferung

Die Lieferfrist beginnt mit dem spätesten der nachstehenden Zeitpunkte:

- a) Datum der Auftragsbestätigung
- b) Datum der Erfüllung aller dem Kunden obliegenden technischen, kaufmännischen und sonstigen Voraussetzungen;

5. Erfüllungsort / Zahlung

Zahlungsziel: Wenn nicht anders vereinbart 14 Tage netto Kassa

Die Gefahr geht mit Übergabe des Vertragsproduktes an den Kunden, an den Frachtführer, dessen Beauftragten oder andere Personen, die vom Sanitätshaus Lambert benannt sind, auf den Kunden über.

Der Kunde hat die Ware unverzüglich nach Erhalt auf Vollständigkeit und Übereinstimmung laut Rechnung zu prüfen. Unterbleibt eine Rüge, so gilt die Ware als ordnungsgemäß und vollständig geliefert. Bei Lieferung ins Ausland an Erstkunden sind 30% bei der Bestellung zu bezahlen und der restliche Warenwert 70 % bei Lieferung. Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in der Höhe von 1% p.m. sowie Inkassospesen und durch den Zahlungsverzug angefallenen Rechtsanwaltskosten in Rechnung gestellt, die sofort fällig sind.

Der Kunde ist nicht berechtigt, wegen Gewährleistungsansprüchen oder sonstiger Gegenansprüche Zahlungen zurückzuhalten oder aufzurechnen.

6. Eigentumsvorbehalt

Das Sanitätshaus Lambert behält sich das Eigentum an sämtlichen vom Sanitätshaus Lambert gelieferten Waren bis zur vollständigen Bezahlung der Rechnungsbeträge zuzüglich Zinsen und Kosten vor.

7. Umtausch und Rückgabe

Sie können grundsätzlich alle bei uns erworbenen Produkte innerhalb von 14 Tagen nach Kauf in einem unserer Verkaufsgeschäfte zurückgeben. Davon ausgenommen sind alle individuell für einen Kunden angepassten bzw. spezifisch für einen Kunden durch uns bei unserem Lieferanten bestellten Artikel. Ebenso ausgenommen sind Hygiene- und Pflegeartikel wie z.B. Inkontinenzprodukte, sowie geöffnete Steril- und Medizinprodukte.

Wenn Sie von Ihrem Umtausch- oder Rückgaberecht innerhalb von 14 Tagen nach Kauf der Ware Gebrauch machen, wird der Kaufvertrag hinfällig. Sie erhalten dann eine Gutschrift oder einen Umtausch, wenn Sie die Originalware mit Original-Kassenbon zurückgeben.

8. Gewährleistung und Einstehen für Mängel

Ist der Kunde Verbraucher i.S.d. KSchG, so kommen die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen zur Anwendung. Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate, soweit nicht für einzelne Liefergegenstände besondere Gewährleistungsfristen vereinbart sind. Der Lauf der Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des Gefahrenüberganges gemäß Punkt 6. sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Verschleiß unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt das Sanitätshaus Lambert kein Gewähr.

9. Verleihung und Rückgabe von Leihgeräten

Die Kautions muss bei Abholung des Gerätes entrichtet werden. Wenn das Leihgerät nach Rückgabe so verschmutzt ist, dass es dem Medizinprodukteberater nicht zumutbar ist, so ist auf Kosten des Kunden eine Reinigung durchzuführen.

10. Datenschutz

Die Daten des Kunden (Name, Adresse, Bestelldaten) aus dem jeweiligen Geschäftsfall werden grundsätzlich nur zu Zwecken der Abwicklung des Vertrages, insbesondere zu Verwaltungs- und Verrechnungszwecken, automationsunterstützt verarbeitet.

11. Rücktritt vom Vertrag

Voraussetzung für den Rücktritt des Kunden vom Vertrag ist, sofern keine spezielle Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Verschulden vom Sanitätshaus Lambert zurückzuführen ist, sowie der erfolglose Ablauf einer gesetzten, angemessenen Nachfrist.

Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen Briefes geltend zu machen.

Unabhängig von sonstigen Rechten ist das Sanitätshaus Lambert berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten,

- a) wenn die Ausführung der Leistung bzw. der Beginn oder die Weiterführung der Leistung aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, unmöglich oder trotz Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird,
- b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Kunden entstanden sind und dieser auf Begehren vom Sanitätshaus Lambert weder Vorauszahlung leistet, noch vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt.

12. Haftung

Ist der Kunde Verbraucher i.S.d. KSchG, so kommen die gesetzlichen Haftungsbestimmungen zur Anwendung.

Sofern der Kunde nicht Verbraucher i.S.d. KSchG ist, haftet das Sanitätshaus Lambert für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des Produkthaftungsgesetzes nur, sofern Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit, der Ersatz von Folgeschäden und Vermögensschäden, nicht erzielte Ersparnissen, Zinsverlusten und von Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen dem Kunden sind ausgeschlossen.

Ansprüche des Kunden sind insbesondere ausgeschlossen, wenn Fehler auf

- a) unsachgemäße Behandlung der Waren
- b) unsachgemäße Installation oder
- c) die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung durch den Kunden zurückzuführen sind.

Das Sanitätshaus Lambert haftet für Personenschäden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Für sonstige Schäden haftet das Sanitätshaus Lambert ausschließlich bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit vom Sanitätshaus Lambert oder ihrer Erfüllungshilfen nicht. Davon unberührt bleibt die Haftung vom Sanitätshaus Lambert nach den Produkthaftungsgesetz. Sofern der Kunde nicht Verbraucher ist, ist weiters jede Haftung vom Sanitätshaus Lambert für entgangenen Gewinn, Betriebsunterbrechungsschäden, Informations- bzw. Datenverlust oder sonstige Folgeschäden ausdrücklich ausgeschlossen.

13. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht

Wird eine Ware vom Sanitätshaus Lambert aufgrund von Konstruktionsangaben, Zeichnungen, Modellen Eigentum vom Sanitätshaus Lambert und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen

14. Allgemeines

Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmung unwirksam sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt..

15. Gerichtsstand und Recht

Ist der Kunde nicht Verbraucher i.S.d. KSchG, so ist zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließlich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – das sachlich zuständige Gericht für die Stadt Salzburg ausschließlich zuständig. Der Vertrag unterliegt österreichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die Anwendung des UNICTRAL-Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

Salzburg, September 2014

Sanitätshaus Lambert



Gerhard Lambert
Geschäftsführer

Verwaltung und Stammgeschäft:

Bergstraße 8, 5020 Salzburg
 Tel. 0662/879688, Fax 0662/874151
 E-Mail: office@lambert.at

Filiale Salzburg:

Ignaz-Harrer-Straße 44 b, 5020 Salzburg
 Tel. 0662/425115, Fax 0662/425115-21
 E-Mail: ihs@lambert.at

Gesundheitszentrum:

Ignaz-Rieder-Kai 21, 5020 Salzburg
 Tel. 0662/622002, Fax 0662/622003
 E-Mail: irk@lambert.at

Filiale Salzburg:

Alpenstraße 39, 5020 Salzburg
 Tel. 0662/630444, Fax 0662/630444-10
 E-Mail: alpenstrasse@lambert.at

Salzburg Stadt



Gesund werden. Gesund bleiben.

Lambert Einlagen-Schuh GmbH:**Auer Orthopädie & Sanitätshaus Lambert – gemeinsam sind wir stärker!**

Itzlinger Hauptstraße 18, 5020 Salzburg, Tel. 0662/450007, Fax 0662/450007-24
 E-Mail: einlagen-schuh@lambert.at

Filiale Wals: Krimpling 2, 5071 Wals

Tel. 0662/850603, Fax 0662/852209
 E-Mail: wals@lambert.at

Filiale Hallein: Kornsteinplatz 3, 5400 Hallein

Tel. 06245/80081, Fax 06245/80081-5
 E-Mail: hallein@lambert.at

Filiale Hallein: Bahnhofstraße 4, 5400 Hallein

Tel. 06245/70399, Fax 06245/70399-4
 E-Mail: hallein-bhf@lambert.at

Filiale Abtenau: Markt 253a, 5441 Abtenau

Tel. 06243/44074, Fax 06243/44074-10
 E-Mail: abtenau@lambert.at

Filiale Braunau: Talstraße 2, 5280 Braunau

Tel. 07722/87784, Fax 07722/65887
 E-Mail: braunau@lambert.at

Filiale Braunau: Stadtplatz 51, 5280 Braunau

Tel. 07722/68111, Fax 07722/68140
 E-Mail: braunau-stpl@lambert.at

Filiale Ried i. I.: Hartwagnerstr. 11, 4910 Ried i. I.

Tel. 07752/87848, Fax 07752/87519
 E-Mail: ried@lambert.at

Medisan Kufstein: Oberer Stadtplatz 15,

6330 Kufstein, Tel. 05372/64252, Fax 05372/64253
 E-Mail: kufstein@medisan.at

Filiale Saalfelden: Almerstraße 10, 5760 Saalfelden

Tel. 06582/73715, Fax 06582/73715-10
 E-Mail: saalfelden@lambert.at

Filiale St. Johann/Pg.: Hauptstraße 89

Untermarkt, 5600 St. Johann/Pg., Tel. 06412/7691
 Fax 06412/7692, E-Mail: st-johann@lambert.at

Filiale Tamsweg: Schloßparkweg 2, 5580 Tamsweg

Tel. 06474/8419, Fax 06474/8420
 E-Mail: tamsweg@lambert.at

Filiale Mondsee: Steinerbachstr. 8b, 5310 Mondsee

Tel./Fax 06232/3345
 E-Mail: mondsee@lambert.at

Filiale Schärding: Alfred-Kubin-Str. 3, 4780 Schärding

Tel. 07712/4418, Fax 07712/4689
 E-Mail: schaerding@lambert.at

Filiale Linz: Blumauer Straße 41, 4020 Linz

Tel. 0732/652366
 E-Mail: linz@lambert.at

Salzburg Land



Gesund werden. Gesund bleiben.

Oberösterreich



Gesund werden. Gesund bleiben.

Tirol





Gesund werden. Gesund bleiben.

Salzburg: Bergstr. 8, Ignaz-Harrer-Str. 44b, Ignaz-Rieder-Kai 21, Alpenstr. 39
Wals · 2 x Hallein · Abtenau · Tamsweg · St. Johann/Pongau
Saalfelden · Linz · Schärding · Ried · 2 x Braunau · Mondsee
Info: 0662/879688-81 · www.lambert.at · E-Mail: office@lambert.at
Detaillierte Kontaktdaten siehe vorletzte Seite