

medisan

# Bandagen Orthesen

Damit Bewegung und Therapie  
wieder schmerzfrei werden

*Sanitätshaus*  
**LAMBERT**

Gesund werden. Gesund bleiben.



# Gesund werden. Gesund bleiben. Wir helfen dabei.

Gemeinsam mit unseren Partnern – Ärzten, Krankenhäusern, Pflegeheimen, Rehaszentren – gelingt es uns seit über 55 Jahren, Menschen zu helfen. Mit unserer Produktlinie medisan bieten wir ein hochqualitatives und innovatives Sortiment an Bandagen, Orthesen und verwandten Produkten an, die die Schmerzen der Patienten beseitigen oder zumindest lindern. Nähere Informationen dazu erhalten Sie in unseren Filialen (Adressen siehe vorletzte Seite) bzw. unter Telefon 0662-879688, [www.lambert.at](http://www.lambert.at)

## INHALT

Hals	3
Brust	6
Bauch	11
Rücken	14
Finger Daumen Hand	21
Ellbogen	28
Schulter	31
Fuß	33
Knöchel	45
Ober-/ Unterschenkel	48
Knie	55
Kompressions- strümpfe	63
Lymphödem- bandagen	64
Kompressions- bandagen	65
Hüfte	66
Prothesen	69
Notizen	70

**CO425**

## Ofa Cervicalbandage, anatomisch



**Indikation:**

Geringgradiges Cervicalsyndrom, "Rheumatischer Schiefhals"

**Wirkungsweise:**

Leichte Ruhigstellung der HWS, Wärmebehandlung

**Produkt:**

anatomisch geformter Schaumstoff

TNR. 30 221 055

Größen:	small / medium	large / x-large	large / x-large
Höhen:	8 cm	8 cm	10 cm

**CO426**

## medisan Combi-Cervicalbandage, verstärkt

(verstärkt aus Kunststoff)



**Indikation:**

Mittelgradiges Cervicalsyndrom, "rheumatischer Schiefhals", posttraumatische Schmerzzustände, "Schleudertrauma"

**Wirkungsweise:**

Bewegungseinschränkung bei Schmerzen

**Produkt:**

anatomisch geformter Schaumstoff mit Verstärkung

TNR. 30 222 026

Größen:	small	medium	large
Höhen:	9 cm	9 cm	10 cm

**CO427**

## Cervicalbandage aus Kunststoff

(höhenverstellbar)



**Indikation:**

Mittelgradiges Cervicalsyndrom, posttraumatische Schmerzsymptome ohne Läsion

**Wirkungsweise:**

Behandlung zur Ruhigstellung wenn Wärmeentwicklung nicht erwünscht

**Produkt:**

Fertigartikel, individuelle Anfertigung aus Kunststoff, Halskragen mit gepolsterten Rändern, Anpassung

TNR. 30 230 017

Größen:	small	medium	large
---------	-------	--------	-------

## CO441, CO442

### medisan Philadelphia Cervicalstütze



**Indikation:**

Mittel- bis hochgradiges Cervicalsyndrom, leichte Subluxation der oberen HWS, Morbus Bechterew (akuter Schub), postoperativ, leichte Instabilitäten an der HWS

**Wirkungsweise:**

Mittelgradige Bewegungseinschränkung bei Schmerzen, Einschränkung der Kopfdrehung, Stabilisierung nach Operationen

**Produkt:**

Fertigartikel aus Plastazote mit Anpassung oder Maßanfertigung

TNR. 30 331 019

Höhe (CO440):	2 ¼"	2 ¼"	2 ¼"
Höhe (CO441):	3 ¼"	3 ¼"	3 ¼"
Höhe (CO442):	4 ¼"	4 ¼"	4 ¼"
Größen:	small	medium	large
Umfang:	30 – 35 cm	35 – 40 cm	40 – 45 cm

## CO443, CO444

### medisan Philadelphia Cervicalstütze

(mit Trachialöffnung)



**Indikation:**

Mittel- bis hochgradiges Cervicalsyndrom, leichte Subluxation der oberen HWS, Morbus Bechterew (akuter Schub), postoperativ, leichte Instabilitäten an der HWS

**Wirkungsweise:**

Mittelgradige Bewegungseinschränkung bei Schmerzen, Einschränkung der Kopfdrehung, Stabilisierung nach Operationen

Hinweis: Erleichterter Zugang bei Beatmungsbedarf über Trachealbereich, Variante für ausgeprägten Kehlkopfknorpel (Adamsapfel)

**Produkt:**

Fertigartikel aus Plastazote mit Anpassung oder Maßanfertigung

TNR. 30 331 019

Höhe (CO443):	2 ¼"	2 ¼"	2 ¼"
Höhe (CO444):	3 ¼"	3 ¼"	3 ¼"
Höhe (CO445):	4 ¼"	4 ¼"	4 ¼"
Größen:	small	medium	large
Umfang:	30 – 35 cm	35 – 40 cm	40 – 45 cm

## CO450

### Cervical-Extensionsorthese Somi



TNR. 30 561 012

**Indikation:**

Spondylitis, Spondylodiscitis, Tumoren, Frakturen oder Luxationen, mittelgradige Instabilität

**Wirkungsweise:**

Ruhigstellung mit Entlastung

**Produkt:**

Individuell angefertigte Orthese aus Kunststoff oder Aluminium mit Schulterauflage und/oder Abstützung am Thorax. Die Extension ist ventral und dorsal getrennt einstellbar und nachregulierbar

## CO460

### Cervical - Minerva (Orthese mit Thoraxeinschluss)



TNR. 30 562 011

**Indikation:**

Spondylitis, Spondylodiscitis, Tumoren, Frakturen oder Luxationen, höhergradige Instabilität

**Wirkungsweise:**

Ruhigstellung mit Entlastung

**Produkt:**

Individuell angefertigte Orthese aus Kunststoff oder Aluminium mit Abstützung durch Thorax Einschluss. Die Extension ist ventral und dorsal getrennt einstellbar und nachregulierbar

## AD12

### Cervicalkissen Damen (Hospitallinie)



keine Kassenleistung

Viscoelastisches Kissen mit druckentlastenden Eigenschaften. Das Material schmiegt sich jeder Kontur des Kopfes an, durch den Wulst entsteht eine Streckung der Halswirbelsäule. Durch diese Entlastung der Halswirbelsäule steigt das körperliche Wohlbefinden

Maße: ca. 55 x 30 x 10/8 cm  
(bei Damen-Konfektionsgröße: ca. 38 - 46)

## AD13

### Cervicalkissen Herren (Hospitallinie)



keine Kassenleistung

Viscoelastisches Kissen mit druckentlastenden Eigenschaften. Das Material schmiegt sich jeder Kontur des Kopfes an, durch den Wulst entsteht eine Streckung der Halswirbelsäule. Durch diese Entlastung der Halswirbelsäule steigt das körperliche Wohlbefinden

Maße: ca. 60x30x12/10 cm  
(bei Herren-Konfektionsgröße: ca. 46 – 56)

Dies ist nur ein kleiner Auszug unserer Memory-Linie. Bitte fordern Sie für mehr Informationen unser Detailprospekt mittels beiliegendem Antwort-Fax an.

CO409

## medisan Clavicula-Bandage



**Indikation:**

Claviculafraktur, Akromio-Clavicular-Gelenksverletzung

**Wirkungsweise:**

Fixierung nach Fraktur oder Verletzung. Bewegungseinschränkung des Schultergürtels

**Produkt:**

Fertigartikel mit Anpassung, individuelle Fertigung nach Maß

TNR. 31 021 ...

Größen:	small	medium	large	x-large
---------	-------	--------	-------	---------

GE100

## medisan Geradehalter



**Indikation:**

Leichter Rundrücken, Haltungsschwäche

**Wirkungsweise:**

Ermahnung bei Haltungsschwäche, Korrektur eines leichten Rundrückens


**Produkt:**

Individuelle Fertigung nach Maß

TNR. 31 012 001

BR100

## medisan Kielbrustbandage



**Indikation:**

Kielbrust (Hühnerbrust), parasternaler Rippenbuckel

**Wirkungsweise:**

Wachstumslenkung durch Druckausübung


**Produkt:**

Individuelle Fertigung nach Maß

TNR. 31 022 001

**BR110**

## Trichterbrustmieder



Symbolfoto  
Trichterbrust

**Indikation:**

Trichterbrust, tiefliegendes Sternum mit vorgeschobenen fliegenden Rippen und Froschbauch

**Wirkungsweise:**

Wachstumslenkung durch Beschränkung der Bauchatmung

**Produkt:**

Individuelle Fertigung nach Maß

TNR. 31 220 001

**BR120**

## Saugglocke für Trichterbrust nach Klobe



TNR. 31 220 ...

**Indikation:**

Trichterbrust, tiefliegendes Sternum mit vorgeschobenen fliegenden Rippen und Froschbauch

**Wirkungsweise:**

Saugbehandlung: Die trichterförmige Deformierung des Brustkorbes wird durch längere Behandlung mit der Saugglocke korrigiert. Zur besseren Fixierung wird ein Trichterbrustgürtel verwendet

**Produkt:**

Fertigprodukt mit Patienteneinweisung und Anpassung

**OSM206**

## medisan Osteoporosemieder (mit dorsalen Verstärkungen und Schulterträgern)



Symbolfoto

**Indikation:**

Rundrücken mit Schulterfehlhaltung, Osteoporose mit chronischen Rückenschmerzen

**Wirkungsweise:**

Muskelaktivierende Orthese

**Produkt:**

Fertigartikel mit Anpassung, Zusatzgurtführung dorso-ventral



Symbolfoto

TNR. 31 013 019

Größen:	small	medium	large	x-large	xx-large
Farbe:	weiß				

## OSM208

### Wirbelsäulentlastungsmieder



Symbolfoto

**Indikation:**

Rundrücken mit Schulterfehlhaltung, Osteoporose mit chronischen Rückenschmerzen

**Wirkungsweise:**

Muskelaktivierende Orthese

**Produkt:**

Fertigartikel mit Anpassung

TNR. 31 013 019

Größen:	small	medium	large	x-large
Farbe:	grau			

## OSM207

### Spine-up Osteoporosemieder



Symbolfoto

**Indikation:**

Rundrücken mit Schulterfehlhaltung, Osteoporose mit chronischen Rückenschmerzen

**Wirkungsweise:**

Muskelaktivierende Orthese

**Produkt:**

Fertigartikel mit Anpassung



Symbolfoto

TNR. 31 013 025

Größen:	small	medium	large	x-large
Farbe:	weiß			



**RG540**

## Rippenbruchgürtel



Symbolfoto

TNR. 31 023 012

**Indikation:**

Rippenfraktur, Intercostalneuralgien

**Wirkungsweise:**

Behandlung der Schmerzen durch Einschränkung der Atemexkursion und damit teilweise Ruhigstellung

**Produkt:**

Fertigartikel mit Anpassung, regulierbarer unelastischer Gurt, individuelle Anfertigung

Größen:	x-small	small	medium	large	x-large
---------	---------	-------	--------	-------	---------

**RG548**

## Rippenbruchgürtel (mit Brustausschnitt für Frauen)



TNR. 31 023 014

**Indikation:**

Rippenfraktur, Intercostalneuralgien

**Wirkungsweise:**

Behandlung der Schmerzen durch Einschränkung der Atemexkursion und damit teilweise Ruhigstellung


**Produkt:**

Fertigartikel (ca. 15 cm breit) mit Anpassung, regulierbarer unelastischer Gurt, individuelle Anfertigung

Größen:	small	medium	large	x-large
---------	-------	--------	-------	---------

BP543

## Trulife Silikon-Brust-Teilausgleich



**Indikation:**

Postoperativ nach teilweiser Brustresektion

**Wirkungsweise:**

Kosmetischer und gewichtsmäßiger Ausgleich für fehlende Brustteile  
Diese Teilprothesen sind mit einer modernen Wundbettung ausgestattet und daher relativ rasch nach der Operation zu tragen

**Produkt:**

Fertigartikel mit Anpassung, individuelle Maßanfertigung möglich

TNR. 50 510 020

Zusatz: Brustprothesenhalterung (BH) TNR. 50 501 006

BP475

## Trulife Silikon-Brust-Prothese



**Indikation:**

Postoperativ nach Brustresektion

**Wirkungsweise:**

Kosmetischer und gewichtsmäßiger Ausgleich für fehlende Brust, Skoliosevorbeugung. Diese Brustprothesen sind mit einer modernen Wundbettung ausgestattet und daher relativ rasch nach der Operation zu tragen

**Produkt:**

Silikonbrustprothesen in diversen Formen, Gewichten und Hauttypen. Fertigartikel mit Anpassung, individuelle Anfertigung

Zusatz: Brustprothesenhalterung (BH) TNR. 50 501 006

TNR. 50 511 076



BP490

## Trulife Silikon-Brust-Prothese



**Indikation:**

Postoperativ nach Brustresektion


**Wirkungsweise:**

Kosmetischer und gewichtsmäßiger Ausgleich für fehlende Brust, Skoliosevorbeugung. Diese Brustprothesen sind mit einem Kühlungskissen ausgestattet, welches die Körperwärme von der Haut ableitet. Dadurch wird ein Maximum an Luftzirkulation und Komfort erreicht

**Produkt:**

Vielseitig verwendbare Dreiecks- und Ovalform, die für viele Körpertypen und Operationsarten geeignet sind

Zusatz: Brustprothesenhalterung (BH) TNR. 50 501 006



der BodiCool Effekt

TNR. 50 511 074

Dies ist nur ein kleiner Auszug unseres Brustprothesen-Sortiments. Bitte fordern Sie für mehr Informationen unser Detailprospekt mittels beiliegendem Antwort-Fax an.

## PB560, PB565

### medisan elastische Postoperativbinde



**Indikation:**

Bauchmuskelschwäche, postoperative Schwäche

**Wirkungsweise:**

Stützung der Bauchmuskulatur, Schutz der OP-Narbe

**Produkt:**

Fertigartikel mit Anpassung oder individuelle Anfertigung

TNR. s. Tabelle

Artikel-Nr.	TNR.	Höhen:	Größen:
PB560	31 301 038	ca. 24 cm	1, 2
PB565	31 302 012	ca. 26 cm	1, 2
Zusatz PB566:	31 301 002 oder 31 302 002	Bruchpelotte, Narbenschutz	

## PB600

### Elastisches Bauchmieder, individuell angefertigt



**Indikation:**

Bauchmuskelschwäche, postoperative Schwäche

**Wirkungsweise:**

Stützung der Bauchmuskulatur, Schutz der OP-Narbe

**Produkt:**

Passt bei Patienten kein Fertigartikel (wie z.B. TNR. 31 301 038) dann ist eine individuelle Anfertigung notwendig

TNR. 31 302 001

Artikel-Nr.	TNR.	
PB600	31 302 001	
Zusatz PB566:	31 302 002	Bruchpelotte, Narbenschutz
PB567:	31 305 001	Stomaausführung, ind. Anf.

## BM100

### medisan elastisches Bauchmieder (Hosenform)



**Indikation:**

Schwäche der Bauchmuskulatur

**Wirkungsweise:**

Mittlere Stabilisierung der Bauchdecke für längere Zeit

**Produkt:**

Fertigartikel mit Anpassung

TNR. 31 304 012

Größen:	small	medium	large	x-large	xx-large
Farbe:	haut				

**UM050**

## medisan elastisches Umstandsmieder



**Indikation:**

Hyperlordose bei Gravidität

**Wirkungsweise:**

Wirbelsäulenteilung durch Druckverteilung

**Produkt:**

Fertigartikel mit Anpassung, individuelle Anfertigung möglich

**Bei starken Kreuzschmerzen ist eine Silikonpelotte** für die Lendenwirbelsäule (TNR 31 322 003) zu verwenden.

TNR. 31 322...

Weitere Zusätze: Hosenform, Bruchpelotte, Variante individuelle Anfertigung

Größen:	1	2	3	4	5	6
Farben:	weiß, haut					

**BM200**

## Bauchstützmieder



**Indikation:**

Hochgradige Bauchmuskelschwäche, Bauchmuskellähmung, Hängebauch, Hernien

**Wirkungsweise:**

Funktioneller Ersatz fehlender Bauchmuskulatur, Stabilisierung bei Brüchen

Symbolfoto

TNR. 31 321 001

**Produkt:**

Fertigartikel, individuelle Fertigung nach Maß, Material: festes Gewebe mit dorsaler Verstärkung und verstellbaren Bauchhebegurt, elastische Passteile möglich.

**Bei starken Kreuzschmerzen ist eine Silikonpelotte** für die Lendenwirbelsäule (TNR 31 321 002) zu verwenden.

Farben:	weiß oder haut
---------	----------------

**BB050-BB160**

## Bruchbänder



**Indikation:**

Leisten- oder Femoralhernie, Skrotalbruch, Nabelbruch

**Wirkungsweise:**

Halten eines reponierten Bruches durch Verschluss der Bruchforte mittels Pelotte.

TNR. 31 323 ...  
31 324 ...  
31 325 ...

**Produkt:**

Fertigartikel, Anpassung, individuelle Anfertigung

## BH100 medisan elastische Bruchhose für Herren



TNR. 31 326 012


**Indikation:**  
Hernien

**Wirkungsweise:**  
Halten eines reponierten Bruches durch Verschluss der Bruchpforte mittels in eine Hose eingearbeitete Pelotten

**Produkt:**  
Fertigartikel, Anpassung möglich  
Zusatz: Bruchpelotte je nach Bedarf

Größen:	1	2	3	4	5	6	7	8
Farbe:	beige							

## BH101 medisan elastische Bruchhose für Damen



TNR. 31 326 013

**Indikation:**  
Hernien

**Wirkungsweise:**  
Halten eines reponierten Bruches durch Verschluss der Bruchpforte mittels in eine Hose eingearbeitete Pelotten

**Produkt:**  
Fertigartikel, Anpassung möglich  
Zusatz: Bruchpelotte je nach Bedarf

Größen:	1	2	3	4	5	6	7	8
Farbe:	beige							

## BS100 medisan Beckengürtel



TNR. 31 520 ...

**Indikation:**  
Beckenringsprengung, Schambeinbrüche, Lockerung oder Dehnung der Symphyse

**Wirkungsweise:**  
Stabilisierung des Beckenringes durch zirkuläre Kompression

**Produkt:**  
Fertigartikel mit Anpassung, individuelle Anfertigung

Größen:	small	medium	large
Umfang:	80 – 95 cm	90 – 105 cm	100 – 115 cm

## MS300

### medisan Rückenbandage



**Indikation:**

Schmerzsyndrome im lumbosakralen Übergang, geringe Instabilitätssyndrome, Lumbalgie, Lumboischialgie

**Wirkungsweise:**

Mäßige Stabilisierung ohne Einschränkung der Beweglichkeit

**Produkt:**

Fertigartikel mit Anpassung

TNR. 31 401 039

Größen:	small	medium	large	x-large
---------	-------	--------	-------	---------

## MS260-1

### Lumboaktiv atmungsaktiv



**Indikation:**

Instabilitätssyndrome, radikuläre Reizsyndrome bei Diskopathie, Lumbalgie, Lumboischialgie

**Wirkungsweise:**

Stabilisierung der LWS durch mittelgradige Einschränkung der Beweglichkeit und abdominellem Gegendruck

**Produkt:**

Fertigartikel mit Anpassung, individuelle Fertigung nach Maß

TNR. 31 421 024

Größen:	small	medium	large	x-large
Bauchumfang in cm:	76-85	85-95	95-105	105-115

## MS100

### medisan Lumboaktiv dynamisch

(mit dynamischer, flexibler Pelotte)



**Indikation:**

Lumbalsyndrom bei Instabilität L4-S1

**Wirkungsweise:**

Friktion und Überbrückung durch flexible Gliederpelotte, mittelgradige Bewegungseinschränkung, abdominaler Gegendruck, Gliederpelotte entspannt und kräftigt gleichzeitig die Muskulatur

TNR. 31 421 ...

**Produkt:**

Fertigartikel aus festem Gewebe, anatomisch geformter Schnitt, mit Hebegurt, Anpassung erforderlich, individuelle Anfertigung möglich



Größen:	small	medium	large	x-large	xx-large
Farbe:	weiß				

**MS260**

## medisan Lumboaktiv

(elastische Lenden-Stützbandage mit dorsalen Metallstäben)



**Indikation:**

Instabilitätssyndrome, radikuläre Reizsyndrome bei Diskopathie, Lumbalgie, Lumboischialgie

**Wirkungsweise:**

Stabilisierung der LWS durch mittelgradige Einschränkung der Beweglichkeit und abdominellem Gegendruck

**Produkt:**

Fertigartikel mit Anpassung, individuelle Fertigung nach Maß

TNR. 31 421 024

Größen:	small	medium	large	x-large	xx-large
Farben:	weiß, schwarz/blau				

**MS261**

## medisan Rückenstützmieder aus Stoff



**Indikation:**

Instabilitätssyndrome, radikuläre Reizsyndrome bei Diskopathie

**Wirkungsweise:**

Stabilisierung der LWS durch mittelgradige Einschränkung der Beweglichkeit und abdominellem Gegendruck

**Produkt:**

Individuelle Fertigung nach Maß, aus festem Gewebe mit dorsalen Metallstäben verstärkt

TNR. 31 422 001

**MS200**

## medisan Lumboaktiv verstärkt

(verstärkte Form mit Hebegurt)



**Indikation:**

Instabilitätssyndrome, radikuläre Reizsyndrome bei Diskopathie, rezidivierende Kreuzschmerzen, postoperative Ruhigstellung, bei anatomischen Abnormitäten oder Fehlhaltung

**Wirkungsweise:**

Stabilisierung der LWS durch mittelgradige Einschränkung der Beweglichkeit und abdominellem Gegendruck

**Produkt:**

Fertigartikel aus elastischem und/oder festem Gestrick oder Gewirk, 4 ausreichend feste anformbare Planchetten oder eine ausreichend feste anformbare Platte, Zusatz-Gurtführung dorso-ventral und stufenlos einstellbar, zusätzliche Entlastung durch eine flexible Silikonpelotte möglich

TNR. 31 421 024

Größen:	medium	large	x-large	xx-large
Farben:	weiß			

RO273

## Lendenstützmieder mit dorsaler Metallversteifung



Symbolfoto

### Indikation:

Instabilitätssyndrome, radikuläre Reizsyndrome bei Diskopathie, rezidivierende Kreuzschmerzen, Lumbalgie, Lumboischialgie

### Wirkungsweise:

Stabilisierung der LWS durch mittelgradige Einschränkung der Beweglichkeit und abdominellem Gegendruck

### Produkt:

Individuelle Fertigung nach Maß, aus festem Gewebe

TNR. 31 422 001

RO280

## medisan Lendenstützmieder

(mit H-Kreuzverstärkung)



Symbolfoto

### Indikation:

Rezidivierende Kreuzschmerzen, Lumbalgie, Lumboischialgie, Postnucleotomie-Syndrom, postoperative Ruhigstellung, Spondylolisthesen. Bei anatomischen Abnormitäten oder Fehlhaltungen

### Wirkungsweise:

Ruhigstellung und Stabilisierung durch Bewegungseinschränkung

### Produkt:

Individuelle Fertigung nach Maß, aus festem Gewebe bis unter die Schulterblätter reichend mit zwei Metall oder Verbundkunststoffstäben, die oben und unten durch quere Verbindungen verstärkt sind. Die Adaptierung vorgefertigter Mieder kann nicht unter dieser Position abgerechnet werden. Elastische Teile sind nur im Hüftbereich und seitlich am Thorax keilförmig einzufügen. Nötigenfalls mit Bauchhebegurt. Eine feste Pelotte oder Colostomie gegen Mehrpreis

TNR. 31 622 001

RO300

## Hessing-Mieder

medisan Überbrückungsmieder (Hüftbügelmieder) nach Hessing-Hohmann



Symbolfoto

### Indikation:

Chronische Bewegungsschmerzen der LWS mit Fehlhaltung, degenerative Veränderungen (Osteochondrose, Spondylose, Spondylarthrose), Spondylitis, Spondylodiscitis, Spondylolyse, Osteoporosefolgen, Diskopathie, Facettensyndrom. Dauerversorgung

### Wirkungsweise:

Ruhigstellung der ganzen LWS mit Ausgleich der Lordose und damit verbundener hochgradiger Einschränkung der Beweglichkeit

### Produkt:

Individuelle Fertigung nach Maß, Stützkorsett aus festem Gewebe mit Metallverstärkung oder verbundenen Kunststoffstäben, Beckenspanne mit Rückenfeder und Querspange mit seitlicher Rumpffassung

TNR. 31 652 001



**RO274**

## medisan Lendenstützmieder – Lumbo Static hoch



**Indikation:**

Akute Schmerzen der LWS, mäßige Instabilitäten, postoperativ

**Wirkungsweise:**

Stabilisierung mit geringer Ruhigstellung und Teilentlastung durch Kyphosierung

**Produkt:**

Vorgefertigter Artikel aus anformbaren Material mit oder ohne festen Stoffteilen, individuelle Anpassung, individuelle Anfertigung

TNR. 31 631 013

Größen:	small	medium	large	x-large
---------	-------	--------	-------	---------

**RO510**

## medisan Lenden-Lumbo-Static (Überbrückungskorsett, starres Material)



**Indikation:**

Akute Schmerzen der LWS, mäßige Instabilitäten, postoperativ

**Wirkungsweise:**

Stabilisierung mit geringer Ruhigstellung und Teilentlastung durch Kyphosierung

**Produkt:**

Vorgefertigter Artikel aus anformbaren Material mit oder ohne festen Stoffteilen, individuelle Anpassung, individuelle Anfertigung

TNR. 31 631 013

Größen:	small	medium	large	x-large
---------	-------	--------	-------	---------

**RO316**

## medisan Drei-Punkt-Rahmenorthese



Symbolfoto

**Indikation:**

Abdoleszentenkyphose untere BWS oder LWS, Rundrücken, Morbus Scheuermann, Wirbelkörperfraktur untere BWS und LWS

**Wirkungsweise:**

Bewegungsbeschränkung gegen Kyphosierung. Durch die Dreipunktstützung ist nur eine Stabilisierung möglich. Eine komplette Ruhigstellung oder gar Entlastung ist nicht zu erreichen

**Produkt:**

Fertigartikel, Anpassung, individuelle Anfertigung

TNR. 31 641 034

Größen:	small	medium	large	x-large
---------	-------	--------	-------	---------

**RO350**

## medisan Fünf-Punkt-Mieder



**Indikation:**

Wirbelkörperfrakturen der unteren BWS und LWS

**Wirkungsweise:**

Bewegungsbeschränkung gegen Kyphosierung. Durch die Dreipunktabstützung ist nur eine Stabilisierung möglich. Eine komplette Ruhigstellung oder gar Entlastung ist nicht zu erreichen

**Produkt:**

Fertigartikel, Anpassung mit individueller Anformung, Maßanfertigung möglich

TNR. 31 642 034

Größen:	universal
Umfang:	einstellbar
Farbe:	weiß

**RO400**

## Hessing-Mieder

Hessing-Gschwendtner-Mieder



**Indikation:**

Zur Stabilisierung der Wirbelsäule im Rahmen der Mobilisierung bei pathologischen Frakturen oder Metastasen in der LWS und/oder BWS

**Wirkungsweise:**

Ruhigstellung und Teilentlastung durch Stabilisierung

**Produkt:**

Individuelle Fertigung nach Modell aus Kunststoffschale, über die Brust reichend in Doppelschalenausführung. Das ganze Mieder ist gepolstert

TNR. 31 635 001

**RO420**

## Basko Bostonmieder - Rumpforthese



**Indikation:**

Kompressionsfrakturen, Deckplatteneinbrüche in der LWS, postoperativ; Zerebralparese, Skoliose (neuromuskulär), Spina Bifida, Muskeldystrophie

**Wirkungsweise:**

Stabilisierung und Ruhigstellung der LWS durch Ausschaltung der Bewegungen

**Produkt:**

Fertigartikel, Anpassung mit individueller Anformung, Versteifungselemente oder ganz aus Kunststoff, individuelle Anfertigung

TNR. 31 651 001

RO430, RO431

## Boston-Skoliose-Mieder



TNR. 31 655 001  
TNR. 31 655 002  
(sternale Pelotte)

### Indikation:

Zur Korrektur und Stabilisierung lumbaler Skoliosen bis maximal TH 10, eher für rein lumbale Skoliosen

### Wirkungsweise:

Durch exakte Beckenfassung und durch derotierende und/oder seitliche, starr am Korsett befestigte Pelotten, wird korrigiert und die Korrektur zu halten versucht. Beim Anziehen wird die Korrektur erzwungen

### Produkt:

Individuelle Fertigung nach Modell. Exakte Beckenfassung, abdomineller Gegendruck und starr mit dem Korsett verbundene Pelotten. Das Mieder ist aus Kunststoff und gepolstert

RO431 Zusatz sternale Pelotte. TNR: 31 655 002

RO450

## Cheneau-Skoliose-Mieder



TNR. 31 659 001

### Indikation:

Zur Korrektur von s-förmigen thorako-lumbalen und thorakalen Skoliosen bis TH7

### Wirkungsweise:

Durch exakte Beckenfassung und durch derotierende und/oder seitliche Korrekturen sowie entsprechende Freiräume wird versucht die Skoliose durch Wachstumslenkung zu korrigieren

### Produkt:

Individuelle Fertigung nach Modell (ganzer Rumpf). Exakte korrigierende Beckenfassung mit Druckzone und Freiräumen, Verschluss vorne (Cheneau) oder hinten (Vienna). Das Korsett ist aus Kunststoff. Auf Wunsch sind die Druckzonen röntgendicht zu markieren

RO460

## Stagnara-Mieder



Symbolfoto

TNR. 31 654 001

### Indikation:

Nach Abschluss einer Skoliosebehandlung (konservativ oder operativ) zur Stabilisierung thorakaler und lumbaler Skoliosen bis TH 7

### Wirkungsweise:

Fixierung einer vorher erreichten Korrektur durch exakte Beckenfassung und durch derotierende und/oder seitliche, starr am Rahmen befestigte Pelotten

### Produkt:

Individuelle Anfertigung nach Modell

RO500

## Sitzschalenorthese nach Maß mit verschiedenen Haltesystemen



### Indikation:

Passiv sitzfähig mit fixierter Fehlhaltung bei: Cerebralparese, Myelomeningocele, Multiple Sklerose, Muskeldystrophien, Tetraplegien. Lagerung von Personen die im Sitzen nicht in der Lage sind, die Körpermitte zu halten

### Wirkungsweise:

Lagerung und Stabilisierung bei durch Spasmen oder Lähmung bedingten Fehlhaltungen. Durch die Haltungsverbesserung und das Aufrichten des Oberkörpers in der Sitzschale werden die inneren Organe nicht so zusammengedrückt. Daher werden die Atmung, die Verdauung und die Blutzirkulation wesentlich verbessert



Sitzschalen mit diversen Körperfixierungen und Zubehörmöglichkeiten



RO550

Sitzschalenuntergestell

TNR. 31 940 002

### Produkt:

Sitzschalenbau nach Gipsmodell. Abduktionskeil und Beckenfixierung bei Bedarf. Eine Breitenverstellung ist in jedem Fall zu fertigen und im Tarif inkludiert

TNR. 31 940 003

Adapterrahmen, Schalenaufnahme

MS601

TNR. 31 940 004

Sonstige Aufnahme für die Sitzschale

MS602

TNR. 31 940 005

Oberkörperfixierung

MS603

TNR. 31 940 006

Kopfstütze

MS604

TNR. 31 940 007

Armauflage

MS605

TNR. 31 940 008

Beinstütze

MS606

**FS111**

## medisan Stax Fingerschiene

(Fingergelenks-Lagerungsschiene)



**Indikation:**

Instabilität von Fingergelenken, Strecksehnenauriss, Knopflochdeformität, butronäre Kontraktur

**Wirkungsweise:**

Ruhigstellung des DIP bzw. DIP+PIP, Frakturen im Endglied oder Strecksehnenauriss, Lagerung bei Deformitäten

**Produkt:**

Fertigartikel, Anpassung, individuelle Anfertigung

TNR. 32 030 011

Größen:	1	2	3	4	5	5,5	6	7
---------	---	---	---	---	---	-----	---	---

**FS128**

## medisan dynamische Fingerschiene (für Beugung) TNR. 32 081 ...

**FS129**

## medisan dynamische Fingerschiene (für Streckung) TNR. 32 082 ...



**Indikation:**

Beuge- oder Streckhemmung im PIP und/oder DIP

**Wirkungsweise:**

Lagerung und/oder Dehnung

**Produkt:**

Fertigartikel mit Anpassung, Drei-Punkt-Fingerextensions- oder Flexionsschiene aus rostfreiem Federstahl

TNR. 32 081 ...  
für Beugung

TNR. 32 082 ...  
für Streckung

Größen:	x-small	small	medium	large	x-large
---------	---------	-------	--------	-------	---------

**UA200**

## Daumen-Stabilisierungsorthese



**Indikation:**

Bandinstabilität im Daumengrundgelenk, Bewegungsschmerzen bei Arthrose im Daumengrundgelenk

**Wirkungsweise:**

Mäßiggradige Ruhigstellung des Daumengrundgelenkes

**Produkt:**

Halbfertigprodukt mit Anpassung

TNR. 32 120 023

Größen (re/li):	small	medium	large
Farbe:	haut		

## UA2011uni

### medisan Daumen-Stabilisierungsbandage



**Indikation:**

Bandinstabilität im Daumengrundgelenk, Bewegungsschmerzen bei Arthrose im Daumengrundgelenk

**Wirkungsweise:**

Mäßiggradige Ruhigstellung des Daumengrundgelenkes

**Produkt:**


Halbfertigprodukt mit Anpassung

TNR. 32 120 023

Größe:	universal links und rechts verwendbar
Farbe:	schwarz/blau

## UA2010

### medisan Daumen-Stabilisierungsbandage, kurz



**Indikation:**

Bandinstabilität im Daumengrundgelenk, Bewegungsschmerzen bei Arthrose im Daumengrundgelenk

**Wirkungsweise:**

Mäßiggradige Ruhigstellung des Daumengrundgelenkes

**Produkt:**

Halbfertigprodukt mit Anpassung

TNR. 32 120 023

Größen (re/li):	small	medium	large	x- large
Farbe:	haut			

## UA2012

### medisan Daumen-Stabilisierungsbandage, lang



**Indikation:**

Bandverletzung im Daumengrundgelenk ("Schi-Daumen"), Reizzustände im Daumengrundgelenk bei Arthrose, rheumatische Gelenksveränderungen im Grundgelenk

**Wirkungsweise:**

Ruhigstellung des Daumengrundgelenkes. Die angrenzenden Gelenke müssen mitgefasst werden

**Produkt:**

Halbfertigprodukt mit Anpassung

TNR. 32 134 ...

Größen (re/li):	small	medium	large
Farbe:	haut		

UA2025

## medisan Daumen-Stabilisierungsorthese, lang



**Indikation:**

Bandverletzung im Daumengrundgelenk ("Schi-Daumen"), Reizzustände im Daumengrundgelenk bei Arthrose, rheumatische Gelenksveränderungen im Grundgelenk sowie bei Entzündungen im Handgelenk

TNR. 32 134 002

**Wirkungsweise:**

Ruhigstellung des Daumengrundgelenkes. Die angrenzenden Gelenke müssen mitgefasst werden

**Produkt:**

Individuelle Anfertigung

UA2038

## medisan Finger-Handschiene

mit Daumen gefüttert (Cock up Splint)



**Indikation:**

Schmerzhafte Arthrosen im Handgelenk, den Fingergrundgelenken und/oder dem Daumensattelgelenk, rheumatische Veränderungen der Fingergelenke und/oder des Handgelenkes, besonders empfindliche Haut, Lagerung bei Lähmung, Carpal tunnel-syndrom

**Wirkungsweise:**

Durch formfestes Material, von den Fingerspitzen bis zum Unterarm, erfolgt eine Ruhigstellung des Handgelenks, der Fingergelenke und des Daumens. Der Daumen kann geschlossen von Kunststoff umgeben sein. Die Schiene wird durch Verschlüsse zirkulär befestigt

TNR. 32 334 011

**Produkt:**

Fertigartikel mit Anpassung aus einem Kunststoffteil mit Fütterung. Die Befestigung erfolgt mit zirkulären Verschlüssen. Beim Nacharbeiten ist die Eigenschaft der Fütterung zu beachten

Größen (re/li):	small	medium	large	x- large
Farbe:	beige			

UA2080

## Fingergrundgelenks-Lagerungs-Orthese



**Indikation:**

Ulnaris Lähmung, postoperativ nach hand- und fingerchirurgischen Eingriffen

**Wirkungsweise:**

Funktionelle Lagerung zur Beugung der Fingergrundgelenke

TNR. 32 133 ...

**Produkt:**

Vorgefertigter Artikel mit individueller Anpassung, individuelle Anformung aus Thermoplast

UA2085

## Dynamische Finger-Hand-Orthese



**Indikation:**

Postoperativ, Beugesehnnennaht (Anm: Die individuelle Einstellung und Anpassung der Federkräfte erfolgt durch Arzt oder Therapeuten, sowie die regelmäßige Kontrolle der Funktion und die stufenweise Freigabe des Bewegungsumfanges)

**Wirkungsweise:**

Beugesehnenverletzungen, nach Operationen im Bereich der Hand

**Produkt:**

Bausatz mit individueller Anpassung

TNR. 32 381 001

UA206

## medisan Handgelenks-Bandage mit Silikonpelotten



**Indikation:**

Schwäche nach Band- oder Sehnenverletzung, Sehnenscheidenreizungen

**Wirkungsweise:**

Stabilisierung des Handgelenkes, leichte Bewegungseinschränkung

**Produkt:**

Fertigprodukt mit Anpassung

TNR. 32 221 ...

Größen (re/li):	small	medium	large	x-large
Farbe:	grau			

UA259

## medisan Handgelenksbandage mit Verstärkung



**Indikation:**

Schwäche nach Band- oder Sehnenverletzung, Sehnenscheidenreizungen (Tendovaginitits), chronische Entzündungen im Handgelenk (PCP), Ansatz-tendinopathien im Handgelenks- und Handwurzelbereich, sensibles Carpaltunnelsyndrom

**Wirkungsweise:**

Stabilisierung des Handgelenkes, leichte Bewegungseinschränkung

**Produkt:**

Elastische oder teilelastische Bandage, Aluminium- oder thermoplastisch anformbare Kunststoffschiene, mind. 2 Umlenkrollen im Handgelenksbereich, Schlupfsack in gesamter Öffnungslänge, Faustschluss muss möglich sein, Daumenschlaufe muss gefüttert sein

TNR. 32 221 ...

Größen (re/li):	small	medium	large	x-large
Farben:	haut, grau			



## UA260A

### medisan Handgelenksbandage mit Verstärkung



**Indikation:**

Schmerzhafte Arthrosen im Handgelenk und/oder in den Fingergrundgelenken, rheumatische Veränderungen der Fingergelenke, besonders empfindliche Haut, Lagerung bei Lähmungen

**Wirkungsweise:**

Es erfolgt eine Ruhigstellung von Handgelenk und Unterarm. Die Schiene wird durch Verschlüsse zirkulär befestigt. Die Polsterung soll Druckstellen und Schwitzen verhindern

TNR. 32 221 ...

**Produkt:**

Fertigartikel mit Anpassung, individuelle Anfertigung

Größen (re/li):	small	medium	large	x-large
Farben:	grau/blau, schwarz			

## UA260

### medisan Handgelenkslagerungsschiene, gefüttert



**Indikation:**

Schmerzhafte Arthrosen im Handgelenk und/oder in den Fingergrundgelenken, rheumatische Veränderungen der Fingergelenke, besonders empfindliche Haut, Lagerung bei Lähmungen

**Wirkungsweise:**

Es erfolgt eine Ruhigstellung von Handgelenk und Unterarm. Die Schiene wird durch Verschlüsse zirkulär befestigt. Die Polsterung soll Druckstellen und Schwitzen verhindern

TNR. 32 332 ...

**Produkt:**

Fertigartikel mit Anpassung, individuelle Anfertigung

Größen (re/li):	small	medium	large	x-large
Farbe:	beige			

## UA205

### medisan Neuro-Hand-Lagerungs-Orthese



**Indikation:**

Schmerzhafte Arthrosen im Handgelenk und/oder dem Daumensattel- oder Grundgelenk. Rheumatische Veränderungen der Daumengelenke und/oder des Handgelenkes. Lagerung bei Lähmungen

**Wirkungsweise:**

Durch formfestes Material von den Fingergrundgelenken bis zum Unterarm erfolgt eine Ruhigstellung von Handgelenk und des Daumens. Der Daumen kann geschlossen von Kunststoff umgeben sein. Die Schiene wird durch Verschlüsse zirkulär befestigt

TNR. 32 434 032

**Produkt:**

Fertigprodukt mit Anpassung, Verschluss mit Schnürung

Größen (re/li):	small	medium	large	x-large
-----------------	-------	--------	-------	---------

**UA2015**

## Handgelenklagerungsschiene, gefüttert



**Indikation:**

Schwäche nach Band- oder Sehnenverletzung, Sehnenscheidenreizungen (Tendovaginitis), chronische Entzündungen im Handgelenk (PCP), Ansatz-tendinopathien im Handgelenks- und Handwurzelbereich, sensibles Carpaltunnelsyndrom

**Wirkungsweise:**

Stabilisierung des Handgelenkes, leichte Bewegungseinschränkung

**Produkt:**

Fertigartikel mit Anpassung, individuelle Anfertigung

TNR. 32 221 073

Größen (re/li):	x-small	small	large	large	x-large
Farbe:	schwarz				

**UA2040**

## medisan Hand-Lagerungs-Schiene (gefüttert)



**Indikation:**

Schmerzhafte Arthrosen im Handgelenk, rheumatische Veränderungen, schwere Ansatz-tendopathien im Handwurzelbereich, besonders empfindliche Haut, Lagerung bei Lähmungen

**Wirkungsweise:**

Durch formfestes Material, von den Fingergrundgelenken bis zum Unterarm, erfolgt eine Ruhigstellung des Handgelenks bei freier Beweglichkeit der Fingergelenke. Die Schiene wird durch Verschlüsse zirkulär befestigt.

**Produkt:**

Fertigartikel aus einem Kunststoffteil mit Fütterung. Die Befestigung erfolgt mit zirkulären Verschlüssen. Beim Nacharbeiten ist die Eigenschaft der Fütterung zu beachten

TNR. 32 432 ...

Größen (re/li):	small	medium	large	x-large
-----------------	-------	--------	-------	---------

**UA301**

## medisan Unterarm-Lagerungs-Schiene strong



**Indikation:**

Unterarm-pseudarthrosen, verzögerte Bruchheilung

**Wirkungsweise:**

Langdauernde Ruhigstellung bei unzulänglicher Kallusbildung. Stabilisierung bei nicht operierbaren Pseudoarthrosen

**Produkt:**

Individuelle Anfertigung nach Modell. Material: Thermoplast oder Leder mit Schienenverstärkung vom Handgelenk bis zum Ellbogen

TNR. 32 531...

UA203

## medisan Handgelenks-Lagerungs-Schiene (gefüllt)



### Indikation:

Schmerzhafte Arthrosen im Handgelenk, rheumatische Veränderungen, schwere Ansatzendopathien im Handwurzelbereich. Besonders empfindliche Haut, Lagerung bei Lähmungen

### Wirkungsweise:

Durch formfestes Material von den Fingergrundgelenken bis zum Unterarm erfolgt eine Ruhigstellung von Handgelenk bei freier Beweglichkeit der Fingergelenke. Die Schiene wird durch Verschlüsse zirkulär befestigt

TNR. 32 432 001

### Produkt:

Individuelle Anfertigung aus Walkleder

UA2036

## medisan Handgelenks-Lagerungs-Schiene (gefüllt)



### Indikation:

Schwäche nach Band- oder Sehnenverletzung, Sehnenscheidenreizungen (Tendovaginitis), chronische Entzündungen im Handgelenk (PCP), Ansatzendopathien im Handgelenks- und Handwurzelbereich, sensibles Carpaltunnelsyndrom

### Wirkungsweise:

Stabilisierung des Handgelenkes, leichte Bewegungseinschränkung

TNR. 32 221 ...

### Produkt:

Elastische oder teilelastische Bandage, Aluminium- oder thermoplastisch anformbare Kunststoffschiene, mind. 2 Umlenkrollen im Handgelenksbereich, Schlupfsack in gesamter Öffnungslänge, Faustschluss muss möglich sein, Daumenschlaufe muss gefüllt sein

Größen (re/li):	small	medium	large	x-large
-----------------	-------	--------	-------	---------

UA207

## medisan Handgelenks-Lagerungs-Orthese, beidseitig verwendbar (bilateral)



### Indikation:

Schmerzhafte Arthrosen im Handgelenk, rheumatische Veränderungen, schwere Ansatzendopathien im Handwurzelbereich. Besonders empfindliche Haut, Lagerung bei Lähmungen

### Wirkungsweise:

Durch formfestes Material von den Fingergrundgelenken bis zum Unterarm erfolgt eine Ruhigstellung von Handgelenk bei freier Beweglichkeit der Fingergelenke. Die Schiene wird durch Verschlüsse zirkulär befestigt.

### Produkt:

Fertigprodukt mit Anpassung, links und rechts verwendbar

TNR. 32 432 001

Größen bilateral:	small	medium	large	x-large
Farbe:	grau			

**EPI020**

## medisan Epicondylitis-Bandage



**Indikation:**

Epicondylitis, "Tennis-Arm", Myo- und Tendopathien

**Wirkungsweise:**

Entlastung der Muskelursprünge

**Produkt:**

Fertigartikel mit Anpassung, elastisch oder straff, zirkuläre Bandage mit Pelotte

TNR. 32 500 ...

Größe:	universal
Farbe:	weiß/blau

**EPI025**

## medisan Epicondylitis Spange



**Indikation:**

Epicondylitis, "Tennis-Arm", Myo- und Tendopathien  
Nur für die Dauer der Belastung zu tragen

**Wirkungsweise:**

Veränderung der Zugbelastung an den Muskelursprüngen

**Produkt:**

Fertigartikel mit Anpassung und 2/3 unterarmumfassendem Federelement aus Kunststoff oder Stahl

TNR. 32 511 ...

Größen:	small	medium	large	x-large
Farbe:	weiß/blau			

**EPI021**

## Ellbogen Bandage aus Neopren



**Indikation:**

Chronische Schmerzzustände nach Ellbogentrauma

**Wirkungsweise:**

Teilweise Bewegungseinschränkung mit leichter Stabilisierung

**Produkt:**

Fertigartikel, Zweizugbandage oder aus Neopren

TNR. 32 601 ...

Größen:	small	medium	large	x-large
Farbe:	weiß/blau			

**EPI022**

## Ellbogen Bandage (gestrickt)



**Indikation:**

Chronische Schmerzzustände nach Ellbogentrauma

**Wirkungsweise:**

Teilweise Bewegungseinschränkung mit leichter Stabilisierung

**Produkt:**

Fertigartikel mit Anpassung, Zweizugbandage

TNR. 32 601...

### EPI023: Ellbogenbandage mit Neoprenpolsterung

Größen:	small	medium	large	x-large
Farbe:	weiß/blau, Neoprenpolsterung grau			

**EPI026B**

## Ellbogenbandage



**Indikation:**

Epicondylitis, Myo- oder Tendopathien im Ellbogenbereich

**Wirkungsweise:**

Friktion durch Pelotten an den Muskelursprüngen  
Entlastung des Schmerzbereiches durch Silikonpelotten

**Produkt:**

Fertigartikel mit Anpassung, gestrickte Zweizugbandage mit eingearbeiteten Pelotten

TNR. 32 602 035

Größen:	small	medium	large	x-large	xx-large
Farbe:	grau/blau				

**SF450**

## medisan Ellbogen-Lagerungs-Schiene angewinkelt 90°



**Indikation:**

Entzündliche Veränderungen im Ellbogengelenk, Weichteilverletzungen im Ellbogenbereich, Gelenkskontrakturen

**Wirkungsweise:**

Ruhigstellung, Lagerung zur Kontrakturverhinderung oder Wechsellagerung

**Produkt:**

Fertigartikel mit Anpassung

TNR. 32 731 001

Größe:	medium	large	x-large
--------	--------	-------	---------

**EPI090**

**medisan Ellbogen-Führungs-Orthese** (mit einstellbarem Bewegungsumfang)



**Indikation:**

Postoperativ bei Mobilisierung nach Ellbogenoperationen

**Wirkungsweise:**

Limitierte Führung des Ellbogengelenkes

**Produkt:**

Fertigartikel mit Anpassung

TNR. 32 741 016

Größen (re/li):	universal
Farbe:	schwarz/blau

**EPI100**

**Ellbogen-Hülsen-Apparat** (mit Gelenk)

**EPI105**

**Ellbogen-Schienen-Apparat** (mit Gelenk)

TNR. 32 740 001

Rehabprodukt

**EPI110**

**Ellbogen- Hülsen-Apparat** (ohne Gelenk)

**EPI115**

**Ellbogen-Schienen-Apparat** (ohne Gelenk)

TNR. 32 733 001

Rehabprodukt



Symbolfoto

**Indikation:**

Gelenksnahe Pseudarthrosen, untere Plexuslähmung, posttraumatische Gelenksveränderungen, Morbus Panner, Kontrakturen (z.B.: bei Verbrennungen) und Instabilitäten im Ellbogengelenk, Lähmung

**Wirkungsweise:**

Ruhigstellung bei Schmerzen, Stabilisierung bei Instabilität oder Lähmung

**Produkt:**

Individuelle Fertigung nach Modell

**SF015**

**medisan Schulterbandage nach Bobath**



TNR. 33 000 ...

**Indikation:**

Weichteilreizzustände im Schulterbereich

**Wirkungsweise:**

Elastische Kompression zur Schmerzlinderung

**Produkt:**

Fertigartikel mit Anpassung

Größen:	small	medium	large	x-large
Farbe:	grau			

**SF100**

## medisan Schulter-Abduktions-Polster bis 29°



**Indikation:**

Postoperativ, Mobilisierung (z.B. bei frozen shoulder)

**Wirkungsweise:**

Lagerung zur Prophylaxe einer Schulterkontraktur

**Produkt:**

Fertigartikel mit Anpassung

Symbolfoto

Zusatz: stärkerer Polster

TNR. 33 221 018

Größe:	universal
Farbe:	schwarz/blau

**SF200**

## medisan Schulter-Abduktions-Polster ab 30°



**Indikation:**

Postoperativ, Kontrakturen, Mobilisierungen (z.B.: bei frozen shoulder) ab 30° Abduktion

**Wirkungsweise:**

Lagerung zur Prophylaxe einer Schulterkontraktur, Aufdehnen einer Kontraktur durch Abduktion des Schultergelenkes in Mittelstellung

**Produkt:**

Fertigartikel mit Anpassung

Symbolfoto

TNR. 33 220 025

Größe:	universal
Farben:	schwarz/blau, beige

**SF403**

## Oberarm-Schulter-Fixations-Bandage medisan Schulter-Bandage nach Prof. Resch



**Indikation:**

Chronische Weichteilreizzustände im Schulterbereich, Subcapitale Humerusfraktur, AC-Gelenksverletzung, Arthrose im Schultergelenk, Lähmung der Schultermuskulatur, postoperativ

**Wirkungsweise:**

Ruhigstellung, Stabilisierung

**Produkt:**

Fertigartikel mit Anpassung  
Kindergrößen individuelle Anfertigung

TNR. 33 522 011

Größen:	1	2	3	4
Farbe:	blau			

SF402

## medisan Oberarm-Schulter-Bandage II nach Prof. Resch



**Indikation:**

Chronische Weichteilreizzustände im Schulterbereich, Subcapitale Humerusfraktur, AC-Gelenksverletzung, Arthrose im Schultergelenk, Lähmung der Schultermuskulatur, postoperativ

**Wirkungsweise:**

Ruhigstellung, Stabilisierung, Gewichtsentlastung im Nacken

**Produkt:**

Fertigartikel mit Anpassung  
Kindergrößen individuelle Anfertigung

TNR. 33 522 011

Größen:	small/medium	large/x-large
Farbe:	blau	

SF404

## Schulter-Oberarm-Fixierweste



**Indikation:**

Allgemeine Schultergelenkentlastung, Ruhigstellung der verletzten Schulter-Arm-Region, traumatische Verletzungen des oberen Plexus, irreparable Plexusläsionen, Entlastung des Acromioclavikular- und Glenohumeralgelenks, Verhinderung der Überdehnung im Oberarm- und Schulterbereich, akute Rheumaschmerzen

**Wirkungsweise:**

Wenn eine noch stärkere Fixierung der Schulter und des Oberarms notwendig ist empfiehlt es sich auf diese Fixierweste auszuweichen – zumal die unverletzte Gegenseite völlige Bewegung zulässt

**Produkt:**


Fertigartikel mit Anpassung. Individuelle Anfertigung

TNR. 33 522 001

Größen:	small / medium	large / x-large
Brustumfang:	70 – 95 cm	96 – 125 cm

SF440

## Schulter Luxations-Fixations-Orthese



**Indikation:**

Hemiplegie, Lähmung der schulterumgebenden Muskulatur, Läsion des Plexus brachialis, Periphere Nervenschädigung im Bereich der HWS und Schulter, Schulterluxation

**Wirkungsweise:**

Sicherstellung anatomisch korrekter Schultergelenksposition, Verhinderung lähmungsbedingter Fehlstellungen, Verhinderung der unkontrollierten Pendelbewegung, Verhinderung einer neurogen bedingten Luxation

TNR. 33 211 ...

**Produkt:**

Individuelle Anfertigung. Schulterkappe, getrennte zirkulare Ober-Unterarmbandage mit individueller verstellbarer Zuggurtverbindung



**OF6005...**

## Arcus Hallux-Valgus-Nachtschiene (1 Stk.)



**Indikation:**

Hallux Valgus

**Wirkungsweise:**

Lagerung nach operativer Korrektur

**Produkt:**

Fertigartikel mit Anpassung, individuelle Anfertigung  
**FB011 Zuschlag postoperative Anpassung**

TNR. 34 050 001  
 individuelle Anfertigung  
 TNR. 34 050 002  
 AZ 10 Min. postoperativ  
 TNR. 34 050 013  
 Arcus

Größen (re/li):	small	medium	large
-----------------	-------	--------	-------

**FB015**

## medisan Silikon-Zehenrichter



**Indikation:**

Postoperative Lagerung

**Wirkungsweise:**

Lagerung nach operativer Korrektur

**Produkt:**

Individuelle Anfertigung

TNR. 34 050 ...

Größen (re/li):	small	medium	large
Farbe:	weiß		

**FB020, FB022**

## medisan Silikon-Zehenkeile und -separatoren



**Indikation:**

Zehenfehlstellung

**Wirkungsweise:**

Korrektur von Zehenfehlstellungen durch Keile oder Separatoren

FB020 Zehenkeil (Abb. oben)  
 FB022 Separatoren (Abb. unten)



**Produkt:**

Individuelle Anfertigung

Größen:	small	medium	large
Farbe:	weiß		

TNR. 34 050 ...

**FB025**

## medisan Silikon-Hallux-Entlastungs-Bandage



**Indikation:**  
Hallux valgus

**Wirkungsweise:**  
Entlastung und Korrektur des Hallux

TNR. 34 050 ...

**Produkt:**  
Individuelle Anfertigung

Größen (re/li):	small	medium	large
Farbe:	weiß		

**FB030**

## medisan Metatarsal-Silikon-Bandage



**Indikation:**  
Metatarsalgie

**Wirkungsweise:**  
Entlastung und Lagerung des Metatarsalbereichs

TNR. 34 050 ...

**Produkt:**  
Individuelle Anfertigung

Größen (re/li):	small/ medium	x- large/large
Farbe:	weiß	

**FB035**

## Hallux Strumpfbandage



**Indikation:**  
Zehenfehlstellung im Großzehenbereich

**Wirkungsweise:**  
Lagerung und Korrektur der Großzehe

keine Kassenleistung

**Produkt:**  
Fertigartikel mit Anpassung

Größen (re. oder li.):	x-small	small	medium	large	x-large
------------------------	---------	-------	--------	-------	---------

**FO105**
**Rathgeber Verbandschuh** (1 Stk.)


**Indikation:**  
Fußverletzungen und Gipsverbände

**Wirkungsweise:**  
Gipsschutz bzw. Verbandschutz



Schutzkappe mit Velcroüberzug zum Schutz der Zehen liegt bei

TNR. 34 160 021

**Produkt:**  
Fertigartikel mit rutschfester stabiler Sohle

Größen:	small (36-38)	medium (39-41)	large (42-44)	x-large (45-47)
Farbe:	schwarz			

**FO106**
**Verbandschuh** (1 Stk.)


**Indikation:**  
Fußverletzungen und Gipsverbände, trophische Störungen

**Wirkungsweise:**  
Gipsschutz bzw. Verbandschutz, Schutz bei trophischen Verbänden

**Produkt:**  
Fertigartikel mit rutschfester stabiler Sohle

TNR. 34 160 ...

Größen:	small (36-38)	medium (39-41)	large (42-44)	x-large (45-47)
Farbe:	schwarz			

**FO110**
**medisan Verbandschuh** (1 Stk.)


**Indikation:**  
Fußverletzungen und Gipsverbände, trophische Störungen

**Wirkungsweise:**  
Gipsschutz, leichtes Abrollen

TNR. 34 160...

**Produkt:**  
Fertigartikel mit rutschfester stabiler Sohle

Größen:	36-47
Farbe:	blau, braun

## FO100

### Rathgeber Vorfuß-Entlastungs-Schuh (1 Stk.)



**Indikation:**

Diabetischer Fuß, Gangrän, Decubitus, Ulcus, Nekrosen, postoperativ

**Wirkungsweise:**

Entlastung des Vorfußes



Schutzkappe mit Velcroüberzug zum Schutz der Zehen liegt bei

TNR. 34 161 024

**Produkt:**

Fertigartikel, Anpassung ohne Schutzbügel, rutschfeste Schuhsohle

Größen:	small (36-38)	medium (39-41)	large (42-44)	x-large (45-47)
Farbe:	schwarz			

## FO120

### Rathgeber Rückfuß-Entlastungs-Schuh (1 Stk.)



**Indikation:**

Diabetischer Fuß, Gangrän, Decubitus, Ulcus, Nekrosen, postoperativ, Fersenbeinfrakturen mit Fersendefekt

**Wirkungsweise:**

Entlastung des Rückfußes



Schutzkappe mit Velcroüberzug zum Schutz der Zehen liegt bei

TNR. 34 162 019


**Produkt:**

Fertigartikel, Anpassung, rutschfeste Schuhsohle

Größen:	small (36-38)	medium (39-41)	large (42-44)	x-large (45-47)
Farbe:	schwarz/blau			

## FO130

### medisan Silikon-Fersenkissen (1 Paar)



**Wirkungsweise:**

Stoßdämpfung bei Endoprothesen, Knie- oder Hüftgelenksarthrosen, Hohllegung bei Fersensporen, Fersenhöhenausgleich

**Produkt:**

Fertigartikel mit rutschfester stabiler Sohle

TNR. 14 111 002  
(Tarif für 1 Stk.)

Größen:	small	medium	large
---------	-------	--------	-------

7RD

## Lambert Diabetikersocken



Für Personen mit Diabetes, Neuropathien, Durchblutungsstörungen oder für Patienten mit Gefühlsstörungen wie z.B. Teillähmungen und Nervenbeschwerden in den Füßen bieten wir Diabetikersocken ohne einschneidende Ränder an. Die Socken sind auch für Personen mit Krampfadern oder Schwellungen an den Füßen geeignet, da sich die Socken wie eine zweite Haut an den Fuß anschmiegen. Die Fußspitze und Ferse sind handgekettelt, dadurch bilden die Nähte keine Druckstellen.

keine Kassenleistung

- Material: 75 % Baumwolle, 25 % Polyamid
- fördern das Wohlbefinden
- lindern lästige Fußbeschwerden
- wohliges Wärmegefühl
- für Allergiker geeignet
- in diversen Farben erhältlich
- mit Plüschsohle, dünner Sohle oder als Kniestrumpf

Größen:	small	medium	large	x-large
Größen:	37-39	40-42	43-45	46-47

7RD0  
7RD00

## Lambert Diabetikersocken mit gepolsterter Sohle Lambert Diabetiker - Kniestrümpfe

EL111

## Aktiveinlage



### Indikation:

Entzündeter Senk-Spreizfuß, Überlastungsbeschwerden

### Produkt:

Für sportive Schuhbekleidung, mit stoßdämpfender Sohle, gutem Längsgewölbe und Metapolster

Individuelle Anfertigung nach Maß

EL112

## Softeinlagen



### Indikation:

Senk-, Spreiz-, Knickfuß, Köhler Syndrom I und II, Metatarsalgie

### Produkt:

Softkork blau, langsohlig, elastische Korkeinlage mit viscoelastischer Oberflächendeckung. Sehr gute Abstützung des Längsgewölbes und Metatarsalgewölbes durch elastische Pelotten

Individuelle Anfertigung nach Maß

EL113

## Softeinlagen



**Indikation:** Senk-, Spreiz-, Knickfuß, Köhler Syndrom I und II, Metatarsalgie

**Produkt:**

Soft blau marmoriert, langsohlig, elastische Korkeinlage mit viscoelastischer Oberflächendeckung. Sehr gute Abstützung des Längsgewölbes und des Metatarsalgewölbes durch elastische Pelotten

Individuelle Anfertigung nach Maß

EL114

## Softeinlagen



**Indikation:**

Senk-, Spreiz-, Knickfuß, Köhler Syndrom I und II, Metatarsalgie

**Produkt:**

Viscoelastisch, langsohlig mit lederartigem Bezug, allergiefrei, Basis ist EL111 oder EL112, elastische Korkeinlage mit viscoelastischer Oberflächendeckung. Gute Abstützung des Längsgewölbes und des Metatarsalgewölbes durch elastische Pelotten

Individuelle Anfertigung nach Maß

EL115

## Plextar langsohlig



**Indikation:**

Senk-Spreizfuß, Köhler Syndrom II, Arthrosen, Hohlfuß, Metatarsalgie

**Produkt:**

Plextar Erdbeerdesign, langsohlig. Erdbeerdesign für Frauen, für schmalere Schuhe kann diese Einlage sehr zart gearbeitet werden, mit rutschfester Sohle

Individuelle Anfertigung nach Maß

EL116

## Plextar langsohlig



**Indikation:**

Senk-Spreizfuß, Köhler Syndrom II, Arthrosen, Hohlfuß, Metatarsalgie

**Produkt:**

Plextar City, langsohlig, rutschfeste Einlage mit synthetischem Obermaterial

Individuelle Anfertigung nach Maß

EL117

## Plextar Classic



**Indikation:**

Senk-Spreizfuß, Köhler Syndrom II, Arthrosen, Hohlfuß, Metatarsalgie

**Produkt:**

Plextar Classic, langsohlig, sehr stabile Ausführung für Damen und Herren, kann in schmal und breit gearbeitet werden

Individuelle Anfertigung nach Maß

---

EL118

## Plextar kurzsohlig



**Indikation:**

Senk-Spreizfuß, Köhler Syndrom I, Arthrosen, Hohlfuß, Metatarsalgie

**Produkt:**

Plextar Erdbeerdesign, kurzsohlig, Einlage kann auf kurzsohlig gekürzt werden. Erdbeerdesign für Frauen, für schmalere Schuhe kann diese Einlage sehr zart gearbeitet werden, mit rutschfester Sohle

Individuelle Anfertigung nach Maß

---

EL119

## Plextar kurzsohlig



**Indikation:**

Senk-Spreizfuß, Köhler Syndrom I, Arthrosen, Hohlfuß, Metatarsalgie

**Produkt:**

Plextar City, kurzsohlig. Einlage kann auf kurzsohlig gekürzt werden. Rutschfeste Einlage mit modernem Obermaterial

Individuelle Anfertigung nach Maß

---

EL120

## Plextar kurzsohlig



**Indikation:**

Senk-, Spreiz-, Hohlfuß, Arthrosen

**Produkt:**

Plextar Classic, kurzsohlig. Einlage kann auf kurzsohlig gekürzt werden. Rutschfeste Sohle

Individuelle Anfertigung nach Maß

EL130

## Rigiduseinlage



**Indikation:**

Senk-Spreizfuß, Köhler Syndrom I, Arthrosen, Hohlfuß, Metatarsalgie

**Produkt:**

Individuelle Anfertigung nach Maß



Symbolfoto

EL131

## High Heel-Einlage



**Indikation:**

Senk-Spreizfuß, Fersenfrei für Damen Stöckelschuhe

**Produkt:**

Die Mittelfußknochen-Polsterung und die Pelotte sorgen für größtmöglichen Tragekomfort. Vermindert Bein- und Rückenermüdung sowie Vorfußdruck und verbessert die Fersen-Stabilität. Der Unterbau besteht aus rutschfestem Material und hilft dem Fuß sich in seiner Position zu halten

Individuelle Anfertigung nach Maß

EL132

## Fersensporneinlage



**Indikation:**

Fersensporn, Beinhautreizung im Fersenbereich, Überlastungsbeschwerden im Fersenbereich

**Produkt:**

Individuelle Anfertigung nach Maß

EL133

## ECO-Standard



**Indikation:**

Senk-Spreizfuß

**Produkt:**

Eco-Standard, langsohlig. Zarte Ausführung für Damen und Herren

Individuelle Anfertigung nach Maß



**EL121**

## Nummer 18



**Indikation:**

Knick-Senk-Spreizfuß, Knickfuß, Köhler Syndrom II, Arthrosen, Metatarsalgie

**Produkt:**

Der Bausatz ist vorne offen um den Metapolster individuell einsetzen zu können. Einlage hat verschiedene harte Oberflächen. Diese Einlage ist randsohlenverstärkt und hat dadurch eine extrem gute Standfestigkeit

Individuelle Anfertigung nach Maß

## ZUBEHÖR

keine Abbildung  
vorhanden

- Diabetikerdeckung (EL2010)
- Abrollhilfe
- Zehenfeder (EL2003)
- Sohlenversteifung
- Anti-Allergenes Obermaterial in Rollen ca. 13 cm x ca. 50 m (EL140)

Der Einbau von Einlagen oder Fußbetten als Schuhzurichtung ist möglich.

**EL122**

## Diabetikereinlage, langsohlig



**Indikation:**

Entzündeter, trophischer und diabetischer Fuß

**Produkt:**

Weiche Softeinlagen – Weichbettung. Die Diabetikerpolsterung ist besonderen Ansprüchen ausgesetzt und sollte halbjährlich erneuert werden.

Individuelle Anfertigung nach Maß

**EL127**

## Schaleneinlage für Kinder kurzsohlig



**Indikation:**

Knickfuß, Senkfuß bei Kindern


**Produkt:**

Schaleneinlage, Material aus Leder oder Kork

Individuelle Anfertigung nach Maß

EL128

## Schachteleinlage für Kinder



**Indikation:**

Starker Knickfuß, Klumpfuß

**Produkt:**

Schachteleinlage für Kinder. Mit angenehmer Weichdeckungssohle, thermoelastische Ausführung

Individuelle Anfertigung nach Maß

EL136

## Power-Fußbett



**Wirkungsweise:**

Kraftfeld-Wirkung

Der Energie-Chip berücksichtigt diese Abnahme wie auch die Information von Kraftplätzen und baut eine Wirkung auf, die bei Sportlern die Leistungsbereitschaft erhöht und die Leistungsfähigkeit stärkt. Im Alltag unterstützt er die Statik und den Bewegungsablauf

keine Kassenleistung

EL129

## Sensomotorische Einlagen



**Indikation:**

Senk-, Spreizfüße

**Produkt:**

Sensomotorisches Einlagensystem das nach einer genauen Bewegungsanalyse auf die allgemeinen und speziellen Bedürfnisse des Kunden individuell angepasst ist. Die Versorgung sowie das Schmerz- und Wohlverhalten der Füße sollte dokumentiert werden

keine Kassenleistung

### Orthopädische Schuhzurichtungen



Die **Ballenrolle** reduziert die Kräfte bei der Abwicklungsbewegung der Zehengrundgelenke. Unter dem Schuh wird eine Abrollhilfe gefertigt und mit einer Absatzerhöhung komplettiert.




Die **Schmetterlingsrolle** entlastet besonders empfindliche Mittelfußköpfchen II und III. Die beste Wirkung erzielt sie in Kombination mit einer Metatarsalleiste oder einer Einlage zur Hebung des Quergewölbes. Die verdeckte Rolle ermöglicht eine noch bessere Entlastung und Polsterung der Metatarsalköpfchen.



Die **Kombination Metatarsalleiste, Weichbettung** und **Schmetterlingsrolle** wird zur Entlastung und Polsterung des Spreizfußes mit Schwielenbildung und der entzündlichen Metatarsalköpfe angewendet.



Die eingebaute **Längsgewölbestütze** erlaubt die optimale Fußbettung unter Einbeziehung der ganzen Fußfläche in den Belastungsbereich. Entlastung der Fußwurzel, keine Stellungskorrektur. Sehr gut anzuwenden in Schuhe die für lose Einlagen nicht geeignet sind (z.B. sehr leichter Damenschuh, Pantoffel, etc.).



Beim Pufferabsatz wird durch einarbeiten von stoßdämpfendem Material eine Dämpfung des Belastungsstoßes beim Auftritt erreicht. Dadurch wird die Belastung der plantaren Fersenteile, der Fußwurzelgelenke und des Sprunggelenkes vermindert.

Auftrittsschwingungen können bei Knie- und Hüftarthrosen wirksam gemindert werden. Pufferabsätze immer in paariger Ausführung (Gangbildsymmetrie).

#### TNR. OSM Tarif

Unsere Orthopädienschuhmacher fertigen Schuhzurichtungen aller Art. Bei Fragen steht Ihnen unser Orthopädienschuhmacher-Team gerne zur Verfügung. Info-Telefon: 06 62 / 62 54 54 – 16.

## SCH1

### Therapie-/ ICP-Schuhe nach Maß



Erstversorgung durch Facharztverordnung

**Indikation:**

Klumpfuß, Hohlfuß, Platt-Knick-Spreizfüße bei schlaffen oder spastischen Lähmungen, Spitz-/Hackfuß, Arthrosen, Fuß- oder Teil-Amputationen, Zehenfehlstellungen, Exostosen



**Wirkungsweise:**

Korrektur oder Entlastung von Fußfehlstellungen. Bequemes Gehen und erhöhte Mobilität wird ermöglicht

**Produkt:**

Nach Gipsmodell und Erstversorgungsleisten aus Leder oder sonstigen modernen Therapiematerialien



Individuelle Anfertigung nach Maß

Schuhzurichtungen  
Zusätze wie Höhenausgleich  
Verstärkungen nach Bedarf

TNR. OSM-Tarif

## SCH2

### Orthopädische Schuhe



**Indikation:**

Diabetischer Fuß, offene Wunden auf der Fußsohle, rheumatischer Formkreis mit plantaren Fußproblemen

**Wirkungsweise:**

Entlastung des Vorfußes, wesentliche Erleichterung beim Abrollen, Vermeiden von Fehlbelastungen im Vorfußbereich. Schuhe können thermisch an Problemzonen angeformt werden



**Produkt:**

Diabetikerschuhe sind Sonderkonstruktionen aus weich gefüttertem Material. Die Sohle ist anatomisch geformt, wie eine Wiege ausgefüllt und die Spitze ist angehoben. Dadurch wird das Abrollen wesentlich erleichtert.



Die Verschlüsse sind als Schnürung oder mit Riemen-Klett-Verschluss ausgeführt

TNR. OSM-Tarif

In unserer orthopädischen Schuhwerkstatt fertigen wir die unterschiedlichsten orthopädischen Schuhe an. Bei Interesse fordern Sie bitte mittels beiliegendem Antwort-Fax unseren [Detail-Schuhkatalog](#) an.

**KB340**

## elastische Socke (Gummisocke)



TNR. 34 202 ...

**Indikation:**

Schwellungsneigung im Knöchelbereich, Distorsionen

**Wirkungsweise:**

Abschwellung durch Kompression

**Produkt:**

Fertigartikel mit Anpassung, Zwei-Zug-Gewebe

Größen:	small	medium	large	x-large
Farben:	weiß/blau, haut			

**KB360**

## medisan Sprunggelenks-Bandage



TNR. 34 202 ...

**Indikation:**

Schwellungsneigung im Knöchelbereich, Distorsionen

**Wirkungsweise:**

Abschwellung durch Kompression

**Produkt:**

Fertigartikel mit Anpassung, Zwei-Zug-Gewebe

Größen:	small	medium	large	x-large
Farbe:	grau/blau			

**KB341**

## medisan Malleoaktiv



TNR. 34 205 015

**Indikation:**

Chronische Reizzustände, Schwellungen, Gelenksergüsse bei Arthrose, chronische Bänderschwäche, leichte Instabilität im Sprunggelenk

**Wirkungsweise:**

Kompression mit Massagewirkung bei geringer Stabilisierung

**Produkt:**

Fertigartikel aus Zwei-Zug-Gewebe mit medialer und/oder lateraler Knöchelpelotte, Anpassung

Größen	small	medium	large	x-large	xx-large
Farben:	grau				

**KB100**

## medisan Sprunggelenks-Stabilisierungs-Orthese, Medisan Cast II



**Indikation:**

Supinationstrauma, Distorsionen, Bandrupturen, Subluxation

**Wirkungsweise:**

Seitliche Stabilisierung bei voller Belastbarkeit und gering eingeschränkter Plantarbewegung

**Produkt:**


Fertigartikel, Anpassung, zwei Seitenschien, ausreichende Polsterung und Fixierung mit Klettverschlüssen, aufblasbarer Luftpolster

TNR. 34 231 ...

Größe (re/li):	universal
----------------	-----------

**KB200**

## medisan Sprunggelenks-Stabilisierungs-Orthese, Cast III



**Indikation:**

Supinationstrauma, Distorsionen, Bandrupturen, Subluxation

**Wirkungsweise:**

Seitliche Stabilisierung bei voller Belastbarkeit und gering eingeschränkter Plantarbewegung. Mit dieser Bandage ist eine Cryo-Behandlung möglich, die Seitenteile können im Kühlschrank gekühlt werden

**Produkt:**

Fertigartikel, Anpassung, zwei Seitenschien, ausreichende Polsterung und Fixierung mit Klettverschlüssen, aufblasbarer Luftpolster

TNR. 34 231 065

Größe (re/li):	universal
----------------	-----------

**OF9019...**

## Ofa Push Aequi Knöchelorthese

(L-förmige Knöchelschiene)



**Indikation:**

Zur funktionellen Nachbehandlung nach Ruhigstellung und Abschwellung bzw. postoperativ bei: Bandrupturen im oberen Sprunggelenk, nach Unterschenkel-frakturen mit Beteiligung des oberen Sprunggelenkes, nach osteosynthetisch versorgten Sprunggelenksverrenkungsbrüchen, nach belastbaren Talusfrakturen

**Wirkungsweise:**

Seitliche Stabilisierung bei voller Belastbarkeit und deutlich eingeschränkter Beweglichkeit

**Produkt:**

Stabile Seitenfassung mit Sohle, im Konfektionsschuh zu tragen, Fixierung mit Klettverschluss

TNR. 34 232 017

Größen:	1	2	3
Farbe:	grau		

**KB342**

## Ofa Arcus Achillessehnen-Bandage

(mit Pelotten)



**Indikation:**

Achillodynie, nach Achillessehnenruptur, nach Gipsabnahme

**Wirkungsweise:**

Friktion durch Pelotten

**Produkt:**

Fertigartikel aus Zwei-Zug-Gewebe mit Achillessehnenpelotte, Anpassung

TNR. 34 206 019

Größen:	1	2	3	4	5	6
Farben:	haut, blau/weiß					

**US99**

## Dynamische Sichelfußschiene



**Indikation:**

Pes adductus, Sichelfuß

**Wirkungsweise:**

Durch dauernden elastischen Druck erfolgt Korrektur der Adductus-Fehlstellung bei Kleinkindern.

**Produkt:**

Fertigartikel, Anpassung

TNR. 34 180 011

## US100

### Unterschenkel-Nachtschiene



TNR. 34 332 ...

**Indikation:**

Nachtligeschalen gegen Spitzfußbildung, postoperative Ruhigstellung, Klumpfußschiene und Sichelfußschiene, Spitzfußlagerung

**Wirkungsweise:**

Lagerung bei Korrekturstellung

**Produkt:**

Individuelle Anfertigung

Mehrpreis Laufsohle TNR. 34 332 001

Artikelnr.:	US101	US102	US103
Größen:	A (bis 2 Jahre)	B (vom 2. – 6. Lebensjahr)	C (ab dem 6. Lebensjahr)

## US105

### Lagerungsschiene für Ober- und Unterschenkel



TNR. KV

**Indikation:**

Nachtligeschalen gegen X- oder O-Beine, Fußfehlstellungen, postoperativ

**Wirkungsweise:**

Lagerung bei Korrekturstellung

**Produkt:**

Individuelle Anfertigung

Mehrpreis Laufsohle TNR. 34 334 001

Artikelnr.:	US105	US106	US107	US108
Größen:	A (bis 2 Jahre)	B (vom 2. – 6. Lebensjahr)	C (vom 6. – 12. Lebensjahr)	D (ab dem 12. Lebensjahr)

## US110

### Peronäus Schiene, Standard



TNR. 34 351 ...

**Indikation:**

Postoperative Peronäusschwäche

**Wirkungsweise:**

Funktioneller Ausgleich einer bestehenden Fußheberschwäche

**Produkt:**

Fertigprodukt mit individueller Anpassung und Velcroverschlüssen

Größen (re/li):	small	medium	large	x-large
-----------------	-------	--------	-------	---------



## US115

### Peronäus Schiene gefüttert, individuelle Anfertigung

**Indikation:**

Postoperative Peronäusschwäche

**Wirkungsweise:**

Funktioneller Ausgleich einer bestehenden Fußheberschwäche

**Produkt:**

Individuelle Anfertigung aus flexiblem thermoplastischem Material mit Kantenschutz und Weichfütterung um Druckstellen und Wundscheuern bei gelähmten Patienten zu vermeiden.

TNR. 34 351 001

## US145

### Peronäusorthese aus Carbon

**Indikation:**

Irreversible Peronäusparese

**Wirkungsweise:**

Funktioneller Ersatz der fehlenden Fußheber, dynamische Rückstellung des Fußes und Einschränkung der Plantar-Flexion durch Carbon-Orthese. Diese Orthese erzeugt ein sicheres und physiologisches Gangbild

**Produkt:**

Individuelle Anfertigung

TNR. 34 382 014

## US120

### Peronäus Schiene, individuelle Anfertigung, System Valens

**Indikation:**

Spitzfuß mit leichter Spastizität, nicht fixierte Spitzfußstellung bei Hemiparese

**Wirkungsweise:**

Funktioneller Ersatz und geringe Korrektur bei Spitzfuß

**Produkt:**

Individuelle Anfertigung

**Zusätze:**

US121: Schuhbügel mit Einarbeitung

US122: Knöchellasche aus Leder fixiert am Schuh

US125: Valensschuh OT Halbschuh per Paar

TNR. 34 383 001

US205

## medisan Fuß- und Unterschenkel-Führungs-Orthese



**Indikation:**

Totalausfall der Fußheber und Fußsenker, höhergradige Fußfehlstellung, Unterschenkelpseudarthrose, Sprunggelenksarthrose, Morbus Sudeck

**Wirkungsweise:**

Ruhigstellung und Stabilisierung von Fuß und Unterschenkel bei voller Belastbarkeit und freier schmerzfreier Sprunggelenksbeweglichkeit, abnorme Bewegung im Sprunggelenk, Retention bei Fehlstellungen nach Korrektur

TNR. 34 343 001

**Produkt:**

Individuelle Anfertigung

US206

## Fersen-Entlastungs-Orthese



**Indikation:**

Calcanäus Fraktur

**Wirkungsweise:**

Entlastung des Fersenbeins durch Abstützung des Längsgewölbes und Unterstützung im Wadenbereich

**Produkt:**

Individuelle Anfertigung

TNR. 34 360 001

US210

## Teil - Entlastungsapparat für den Unterschenkel



**Indikation:**

Morbus Sudeck im Fuß oder distalen Unterschenkel, Talusfraktur, Talusnekrose, Pseudarthrose im Unterschenkel, schmerzhafte Bewegungseinschränkung der Dorsalflexion im Sprunggelenk

**Wirkungsweise:**

Funktioneller Ersatz zur Teilentlastung von Fuß und Unterschenkel, wenn die rein achsiale Belastung schmerzfrei möglich ist. Die Biegekräfte werden auf den Unterschenkel übertragen und wirken nicht im Sprunggelenk

**Produkt:**

Individuelle Anfertigung  
Rehabprodukt

TNR. 34 362 001

**US116**

## medisan Nachtliege-Schiene gegen Spitzfuß



**Indikation:**

Spitzfußlagerung, postoperative Ruhigstellung

**Wirkungsweise:**

Lagerung und Korrektur

**Produkt:**

Individuelle Anfertigung

TNR. 34 332 ...

Größen:	small	medium	large
---------	-------	--------	-------

**US117**

## medisan Nachtliege-Schiene mit Laufsohle



**Indikation:**

Spitzfuß, Vorbeugung zum Spitzfuß, bei Teillähmung

**Wirkungsweise:**

Schiene mit Korrektur-Zügen zur Vermeidung von Spitzfuß

**Produkt:**

Individuelle Anfertigung

TNR. 34 360 001  
TNR. 34 332 001

Zusatz: Laufsohle

**US130**

## medisan Unterschenkel-Bandage



**Indikation:**

Trophische Störungen, Gangrän, Diabetes, Ulcus cruris

**Wirkungsweise:**

Weich und Hohllagerung gefährdeter oder offener Stellen am Unterschenkel

**Produkt:**

Fertigprodukt mit Anpassung, individuelle Anfertigung

TNR. KV

**US119**

## **Prafo dynamische Unterschenkelschiene**



**Indikation:**

Schiene gegen Spitzfußbildung mit dynamischer Vorfußfederung

**Wirkungsweise:**

Dynamische Lagerung und Korrektur des Spitzfußes

**Produkt:**

Individuelle Anfertigung mittels Bausatz

TNR. 34 332 ... lt. KV

Zusatz: Laufsohle TNR 34 332 001

**US360**

## **Vario Stabil Unterschenkel Schuh**



**Indikation:**

Nachversorgung bei Achillessehnenruptur, schlechter Wundheilung bei Unterschenkelbrüchen, Zustand nach Fersenbeinfrakturen

**Wirkungsweise:**

Guter Halt sowie Entlastung der verletzten Unterschenkelbereiche, zur Frühmobilisierung

**Produkt:**

Fertigschuh mit Anpassung und Änderung



KV

**UO340**

## **medisan Achillessehnen-Walker, lang**



**Indikation:**

Achillessehnenrupturen

**Wirkungsweise:**

Entlastung der Achillessehne

**Produkt:**

Fertigartikel, Anpassung, Unterschenkelorthese mit zwei seitlichen Schäften und stabiler Gehsohle mit Rolle, ausreichende Polsterung und Fixierung durch Klettverschlüsse. Der Umfang ist durch eine pneumatische Pumpe einstellbar.

Zusatz UO341: 3 cm Fersenkeil, dessen Höhe je nach Behandlungsstufe reduziert wird

TNR. 34 371 ...

**UO355**

## medisan Neuro-Walker, kurz



**Indikation:**

Arthropathie oder Neuropathie, trophische Störungen (Ulcera, Gangrän), Arthritis (z. B. Infektarthritis, Gicht), Wund- und Knochenheilungsstörungen

**Wirkungsweise:**

Immobilisierung im Fußbereich zur allgemeinen Mobilisierung

**Produkt:**

Fertigartikel, Anpassung, Unterschenkelorthese mit zwei seitlichen Schienen und stabiler Gehsole mit Rolle, ausreichende Polsterung und Fixierung durch Klettverschlüsse

TNR. 34 373 ...

Größen:	small	medium	large	x-large
Farbe:	schwarz			

**UO356**

## medisan Neuro-Walker, lang



**Indikation:**

Arthropathie oder Neuropathie, trophische Störungen (Ulcera, Gangrän), Arthritis (z. B. Infektarthritis, Gicht), Wund- und Knochenheilungsstörungen.

**Wirkungsweise:**

Immobilisierung im Fußbereich zur allgemeinen Mobilisierung

**Produkt:**

Fertigartikel, Anpassung, Unterschenkelorthese mit zwei seitlichen Schienen und stabiler Gehsole mit Rolle, ausreichende Polsterung und Fixierung durch Klettverschlüsse

TNR. 34 373 ...

Größen:	small	medium	large	x-large
Farbe:	schwarz			

**UO351**

## medisan Walker mit einstellbarer Bewegungslimitierung, lang



**Indikation:**

Postoperative Versorgung nach multiplen Bandrupturen und Frakturen im oberen Sprunggelenksbereich, Sprunggelenksendoprothesen

**Wirkungsweise:**

Ruhigstellung im oberen Sprunggelenk mit limitierter Bewegungsfreigabe in Streckung und Beugung

**Produkt:**

Laufsohle und Luftpumpe, Unterschenkelschaft ist durch Luftpumpe variierbar, dadurch wesentliche Muskelbewegung und dadurch Thrombosevorbeugung

TNR. 34 344 ...

Größen:	small	medium	large
Farbe:	schwarz		

## US355

### medisan Muskelbandage für den Unterschenkel



**Indikation:**

Muskeleinriss, Muskelriss, Muskelverletzungen bzw. Ansatzendopathien

**Wirkungsweise:**

Komprimierendes Material bringt eine gute Entlastung und Massage für den verletzten Muskel

**Produkt:**

Neopren-Fertigbandage

KV

Größen:	small	medium	large	x-large	xx-large
Farbe:	schwarz				

## OS100

### medisan Muskelbandage für den Oberschenkel



**Indikation:**

Muskeleinriss, Muskelriss, Muskelverletzungen bzw. Ansatzendopathien

**Wirkungsweise:**

Komprimierendes Material bringt eine gute Entlastung und Massage für den verletzten Muskel

**Produkt:**

Neopren-Fertigbandage

KV

Größen:	small	medium	large	x-large	xx-large
Farbe:	schwarz				

**KB320**

## medisan Kniesplint

(mit Patella Ring)



TNR. 34 611 ...

**Indikation:**

Rezidivierende Schwellungen und/oder Ergüsse, leichte Instabilität, Gonarthrose

**Wirkungsweise:**

Stabilisierung durch Kompression, Friktion durch Pelotte, Führung und Steuerung der Patella

**Produkt:**

Fertigartikel, Anpassung, längs- und querelastisches Gewebe, mit eingearbeiteten Pelotten

Größen:	small	medium	large	x-large
---------	-------	--------	-------	---------

**KB329**

## medisan Genuaktiv Knie-Bandage

(mit Patella Ring)



TNR. 34 603 017

**Indikation:**

Rezidivierende Schwellungen und/oder Ergüsse, leichte Instabilität, Gonarthrose

**Wirkungsweise:**

Stabilisierung durch Kompression, Friktion durch Pelotte

**Produkt:**

Fertigartikel, Anpassung, längs- und querelastisches Gewebe, rund- oder flachgestrickt, mit eingearbeiteten Silikonpelotten, geschlossene Patella

Größen:	small	medium	large	x-large	xx-large
---------	-------	--------	-------	---------	----------

**KB549**

## Patella-Führungs- oder Entlastungs-Bandage, kurz



TNR. 34 614 058

**Indikation:**

Ältere Bandinstabilität mittleren Grades, postoperativ

**Wirkungsweise:**

Mittlere Stabilisierung, Führung und endgradige Einschränkung

**Produkt:**

Fertigartikel, Anpassung, polyzentrisch im Bewegungsumfang einstellbare Gelenke, anformbare Schienen, mindestens zwei straffe zirkuläre Bänder

Größen:	small	medium	large	x-large	xx-large
---------	-------	--------	-------	---------	----------

**KB548**

## medisan elastische Knie-Bandage mit Einachsgelenk



**Indikation:**

Seitliche Instabilität geringen Grades, Unsicherheit bei schmerzhafter Gonarthrose, leichte Kreuzbandinstabilität

**Wirkungsweise:**

Leichte Stabilisierung ohne Bewegungseinschränkung

**Produkt:**

Fertigartikel, Anpassung, Gewebe oder Neopren mit seitlich eingearbeiteten Schienen, nicht einstellbare Gelenke, ohne Überstreckungsschutz

TNR. 34 612 061

Größen:	small	medium	large	x-large	xx-large
Farbe:	schwarz/blau				

**KB500, KB501**

## Ofa Knie-Bandage

(mit einfachen Gelenken und Überstreckungsschutz)



**Indikation:**

Ältere Bandinstabilität mittleren Grades, Gonarthrose

**Wirkungsweise:**

Mittlere Stabilisierung mit Überstreckungsschutz

**Produkt:**

Fertigartikel, Anpassung, seitlich anformbare Schienen mit Überstreckungsschutz und zirkulärem Verschluss

KB500: vorne offen, verstellbar; KB501: vorne geschlossen

TNR. 34 613 059

Größen:	small	medium	large	x-large	xx-large
Farbe:	schwarz/blau				

**KB551, KB550**

## medisan Knie-Bandage mit einstellbaren Mehrachsgelenk-Schienen, kurz



**Indikation:**

Ältere Bandinstabilität mittleren Grades, postoperativ

**Wirkungsweise:**

Mittlere Stabilisierung, Führung und endgradige Einschränkung

**Produkt:**

Fertigartikel, Anpassung, polyzentrisch im Bewegungsumfang einstellbare Gelenke, anformbare Schienen, mindestens zwei straffe zirkuläre Bänder

KB551: kurz, vorne offen, verstellbar; KB550: kurz, vorne geschlossen


TNR. 34 614 ...

Größen:	small	medium	large	x-large	xx-large
---------	-------	--------	-------	---------	----------



## KB556, KB555

### medisan Knie-Bandage mit einstellbaren Mehrachsgelenk-Schienen, lang



**Indikation:**

Bandinstabilität höheren Grades, Osteochondrosis dissecans, postoperativ, nach Kreuzbandnaht

**Wirkungsweise:**

Stabilisierung höheren Grades, einstellbare Limitierung der Bewegung

**Produkt:**

Fertigartikel, Anpassung. Polyzentrische exakt im Bewegungsumfang einstellbare Gelenke an anformbaren Schienen (mind. 37 cm lang), vier straffe zirkuläre Gurte

KB556: lang, vorne offen, verstellbar

KB555: lang, vorne geschlossen

TNR. 34 621 051

Größen:	small	medium	large	x-large	xx-large
---------	-------	--------	-------	---------	----------

## KO248, KO249

### medisan Knie-Ranger mit limitierbarem Gelenk



**Indikation:**

Posttraumatisch, postoperativ

**Wirkungsweise:**

Stabilisierung und Führung zur Mobilisierung

**Produkt:**

Fertigartikel, Anpassung, aus weichem Polstermaterial mit seitlichen Metallverstärkungen, Verstellung durch Klettverschlüsse, Schienen mit Gelenken

Kurzer Ranger: ca. 50 cm

Langer Ranger: ca. 66 cm

TNR. 34 721 018

Größe:	universal kurz (KO248)	universal lang (KO249)
Farbe:	schwarz	

## KB250

### medisan Knieranger, limitierbar, Schienen verlängerbar

(Knie Lagerungsbandage mit Gelenk)



**Indikation:**

Posttraumatisch, postoperativ

**Wirkungsweise:**

Funktioneller Ersatz der fehlenden Stabilität im Kniegelenk. Flexion und Extension limitierbar. Bei den Schienen kann die Länge durch einen Mechanismus einfach verstellt werden

**Produkt:**

Fertigartikel, Anpassung, kompakte Ausführung mit limitierbaren Gelenken, Bewegung einstellbar

TNR. 34 721 025

Größe:	universal
Farbe:	grau

## KB260

### Steife Knie-Hülse



**Indikation:**

Kniegelenksdefekte, Kniegelenksdestruktion durch Infektion

**Wirkungsweise:**

Stabilisierung des Kniegelenkes

**Produkt:**

Individuelle Fertigung nach Modell, Material: Kunststoff oder Walkleder mit Schienenverstärkung

TNR. 34 732 001

## KU13

### medisan aktiv Knie-Orthese



**Indikation:**

Bandinstabilität höheren Grades, Osteochondrosis dissecans, postoperativ, nach Kreuzbandnaht

**Wirkungsweise:**

Stabilisierung höheren Grades, einstellbare Limitierung der Bewegung

**Produkt:**

Fertigartikel, Anpassung. Polyzentrische exakt im Bewegungsumfang einstellbare Gelenke an anformbaren Schienen (mind. 37 cm lang), vier straffe zirkuläre Gurte.

TNR. 34 621 051

## KO3000

### medisan Knie-Orthese gegen vordere Instabilität (ACL)



**Indikation:**

Knieinstabilität nach Ruptur des vorderen Kreuzbandes, postoperativ nach Bandrekonstruktion des vorderen Kreuzbandes

**Wirkungsweise:**

Funktioneller Ersatz der fehlenden Stabilität im Kniegelenk

**Produkt:**

Fertigartikel, Anpassung, kompakte Rahmenausführung mit polyzentrischen Gelenken, Bewegung einstellbar

TNR. 34 641 014

Größen:	small	medium	large	x-large	xx-large
Farbe:	schwarz				

**KO299**

## Arcus dynamics Knie-Orthese



**Indikation:**

Postoperativ nach Bandnähten oder Bandplastiken, Mobilisierung nach gelenksnahen stabilisierten Frakturen, hochgradige Gelenksinstabilitäten

**Wirkungsweise:**

Funktioneller Ersatz der fehlenden Stabilität im Kniegelenk

**Produkt:**

Fertigartikel, Anpassung, kompakte Rahmenausführung mit polyzentrischen Gelenken, Bewegung einstellbar

TNR. 34 741 022

Größen:	small	medium	large	x-large
Farbe:	schwarz			

**KO298**

## Drei-Punkt-Schiene gegen varus oder valgus



**Indikation:**

Valgus-Gonarthrose, Varus-Gonarthrose, Gonarthrose mit seitlicher Instabilität

**Wirkungsweise:**

Entlastung einer Kniefehlstellung im Dreipunktprinzip

**Produkt:**

Individuelle Fertigung nach Modell. Stabile Schienen mit medial und/oder lateral liegendem Gelenk

TNR. 34 750 001

**KB335, 336, 337**

## medisan Knie-Lagerungs-Bandage

(Transportschiene)



**Indikation:**

Ruhigstellung nach Bandverletzungen

**Wirkungsweise:**

Kniegelenksruhigstellung in Streckstellung

**Produkt:**

Fertigartikel, Anpassung, aus weichem Polstermaterial mit seitlichen Metallverstärkungen, Verstellung durch Klettverschlüsse



TNR. 34 722 ...

Größen:	TNR.	Höhen:	Artikel-Nr.
Kindergröße	34 722 ...	ca. 35 cm	KB335
universal	34 722 ...	ca. 50 cm	KB336
universal	34 722 ...	ca. 60 cm	KB337

KO2006

## Patenterte Knie-Mobilisierungs-Orthese, mit limitierbarem ROLL-GLEIT-GELENK nach Genelin

Diese Mobilisierungs-Orthese wurde von unserer Orthopädie Abteilung in St. Johann / Pg. (Salzburg, Austria) in enger Zusammenarbeit mit Herrn Primarius Dr. Genelin von der Unfallabteilung des Kardinalischen Schwarzenbergischen Krankenhauses Schwarzach entwickelt. Für die Entwicklung waren mehrere Stufen erforderlich. Viele Probeversorgungen waren notwendig um das heutige Resultat zu erreichen.

Verblüffend ist das Resultat – Patienten berichten, dass diese postoperative Knieschiene sehr leicht und angenehm zu tragen ist und dass bei Verwendung dieser Mobilisierungsschiene die begleitende Schmerzmedikation wesentlich geringer gehalten werden konnte.

Es ergeben sich daraus folgende Vorteile:

- natürlicher Bewegungsablauf durch Roll-Gleitgelenk
- Stressvermeidung auf ACL
- weniger Schmerzempfinden
- Kostenersparnis durch geringeren Schmerzmittelverbrauch



### Indikation:

Posttraumatisch, nach Bandnähten und Bandplastiken, Patellafraktur, Zustand nach Endoprothesenimplantation, funktionelle Nachbehandlung


### Wirkungsweise:

Stabilisierung und Führung des Kniegelenks

### Limitierungsmöglichkeit:

in der Extension:  
0, 15, 30, 60 und 90°

in der Flexion:  
-10, 0, 15, 30, 60 und 90°



### Produkt:

Vorgefertigte Knie-Orthese mit Anpassung. Seitlich verstellbare Schienen mit einstellbaren und limitierbaren Roll-Gleit-Gelenken zur Bewegungsfreigabe und therapieabhängiger Freigabe nach Mobilität des Patienten.

Fütterung durch weiche Polstermaterialien.

Postoperative Rehaversion durch Klettverschlüsse im Umfang zu regulieren und einzustellen.

Die Seitenschalen zur besseren Beinführung sind aus Kunststoff. Überstreckungsmöglichkeit zur Entlastung des Patellabandes. Dadurch erfolgt eine Schmerzentlastung.

TNR. 34 621 048

**KB338-0**

## medisan Knie-Ruhigstellungs-Bandage mit Aluschiene

(ohne Gelenk, gestreckt 0°)



**Indikation:**

Ruhigstellung nach Bandverletzungen

**Wirkungsweise:**

Kniegelenksruhigstellung in Streckstellung

**Produkt:**

Fertigartikel, Anpassung, aus weichem Polstermaterial mit seitlichen Metallverstärkungen, Verstellung durch Klettverschlüsse

TNR. 34 722 ...

Längen:	40 cm	50 cm	58 cm
---------	-------	-------	-------

**KB338-20**

## medisan Knie-Ruhigstellungs-Bandage mit Aluschiene

(ohne Gelenk, gestreckt 20°)



**Indikation:**

Ruhigstellung nach Bandverletzungen

**Wirkungsweise:**

Kniegelenksruhigstellung in gebeugter Stellung

**Produkt:**

Fertigartikel, Anpassung, aus weichem Polstermaterial mit seitlichen Metallverstärkungen, Verstellung durch Klettverschlüsse

TNR. 34 723 ...

Längen:	40 cm	50 cm	58 cm
---------	-------	-------	-------

**OS100**

## medisan Muskelbandage für den Oberschenkel



**Indikation:**

Muskeleinriss, Muskelriss, Muskelverletzungen bzw. Ansatzendopathien

**Wirkungsweise:**

Komprimierendes Material bringt eine gute Entlastung und Massage für den verletzten Muskel

**Produkt:**

Neopren-Fertigbandage

KV

Größen:	small	medium	large	x-large	xx-large
Farbe:	schwarz				

KO110  
KO115

## Schienen-Schellen-Apparat für das Bein Schienen-Hülsen-Apparat für das Bein



### Indikation:

Knieinstabilität, Varus oder Valgusfehlstellung, Gonarthrose, Defektheilung nach gelenksnahen Frakturen, Lähmungen

### Wirkungsweise:

Ausgleich einer bei Belastung zunehmenden Kniefehlstellung. Führung eines völlig instabilen Kniegelenkes. Korrektur einer kaum korrigierbaren Fehlstellung. Dauerversorgung, wenn Operation nicht möglich oder abgelehnt


### Produkt:

Individuelle Anfertigung  
Rehabprodukt

TNR. 34 841 001

KO120  
KO125

## Schienen-Schellen-Apparat für Fuß und Bein Schienen-Hülsen-Apparat für Fuß und Bein



### Indikation:

Pseudarthrose im Oberschenkel- oder Unterschenkelbereich, Metastasen, Osteomyelitis, Morbus Sudeck im Kniebereich, Dysmelien, Lähmungen

### Wirkungsweise:

Funktioneller Ersatz der Stabilität und/oder Belastbarkeit des Beines, funktioneller Ersatz bei lähmungsbedingtem Ausfall mehrerer Muskelgruppen. Verkürzungsausgleich durchgehend oder im Spitzfuß bis 3 cm ist beinhaltet

### Produkt:

Individuelle Anfertigung  
Rehabprodukt

TNR. 34 842 001

## Medizinische Kompressionsstrümpfe



Wir führen medizinische Kompressionsstrümpfe in hochwertiger Qualität und in modischen Farben in unserem Lieferprogramm.

Es gibt:

- ▶ Anti-Embolie-Strümpfe
- ▶ Kompressions-Wadenstrümpfe
- ▶ Kompressions-Schenkelstrümpfe
- ▶ Kompressions-Strumpfhosen
- ▶ Kompressions-Umstandsstrumpfhosen

Die Oberschenkelstrümpfe sind mit Haftbändern ausgestattet, sodass ein Rutschen fast ausgeschlossen werden kann.



## Gilofa Stützstrümpfe by Ofa



Zur Vorbeugung gibt es das moderne Stützstrumpf-Programm GILOFA. Gilofa Wadenstrümpfe gibt es in verschiedenen Farben und mit Baumwolle oder Aloe Vera für Sie und Ihn.




Für nähere Informationen fordern Sie bitte mit dem beiliegenden Antwort-Fax unser Detailprospekt an.

## Lymphödembandagen für den Arm (teilweise Schulter) nach Maß



Wir führen Kompressionsbehelfe zur Verbrennungs- und Narbenbehandlung sowie zur Lymphödem- und Ödembehandlung.




Für nähere Informationen fordern Sie bitte mit dem beiliegenden Antwort-Fax unser Detailprospekt an.







## Kompressionsbandagen für Brust und Rücken nach Maß

Wir führen Kompressionsbehelfe zur Verbrennungs- und Narbenbehandlung sowie zur Lymphödem- und Ödembehandlung.



## Kompressionsbandagen für Hüfte und Beine nach Maß

Wir führen Kompressionsbehelfe zur Verbrennungs- und Narbenbehandlung sowie zur Lymphödem- und Ödembehandlung.



## HB200

### medisan Hüftgelenks-Stabilisierungs-Bandage



**Indikation:**

Hüftgelenksinstabilität, Girdlestone-Hüfte, Zustand nach Entfernung einer Totalendoprothese, postoperativ zur Einschränkung der Bewegung

**Wirkungsweise:**

Mittlere Stabilisierung des Hüftgelenkes, mittlere Fixierung postoperativ

**Produkt:**

Fertigartikel, Anpassung, elastisch oder halbelastisch mit Verstärkung, individuelle Anfertigung

TNR. 35 120 ...

## HO500

### medisan Hüftgelenks-Führungs-Orthese



**Indikation:**

Luxationsgefahr in Adduktion, Coxarthrose in Fehlstellung, Prothesenlockerung, Zustand n. Hüftgelenksluxation bei T.E.P

**Wirkungsweise:**

Hochgradige Stabilisierung des Hüftgelenkes mit Abduktionsgelenk

**Produkt:**

Individuelle Anfertigung mit Anpassung, Beckenfassung, Oberschenkelfassung, seitliche Schienen mit Gelenk das auch in Abduktion einstellbar ist.

TNR. 35 142...

## HB100

### medisan Hüftgelenks-Stabilisierungs-Bandage

(mit Führungsschlaufen)



**Indikation:**

Postoperativ bei Hüftendoprothesen, zur Erleichterung in der Mobilisierungsphase

**Wirkungsweise:**

Mittlere Fixierung postoperativ. Seitlich sind Griffe angebracht, an denen der Therapeut den Patienten führen kann und eine rasche Mobilisierung des Patienten unterstützt wird

**Produkt:**

Fertigartikel mit Anpassung, elastisch oder halbelastisch mit Verstärkung

Zusatz: HB100E Ersatzpolster 1 Paar: weich, mittel oder extra hart

TNR. 35 120 ...

Größen:	small	medium	large	x-large
Farbe:	schwarz/blau			

**HB170**

## medisan Hüftgelenks-Schutzhose



HÜFT SICHER wird über der Unterwäsche getragen. Zur Stabilisierung und Vorbeugung von durch Stürzen bedingten Hüftverletzungen und Frakturen.

**Produkt:**

Fertigartikel mit Anpassung, elastisch oder halbelastisch mit Verstärkungen, Grundausrüstung inkl. 2 Stück Schutzpolstern weich pro Hose (diese leiten den Aufprall vom Hüftknochen ab)

Ersatzteile: HB100E Ersatzpolster 1 Paar: weich, mittel oder extra hart  
 HB171 Ersatzhose (ohne Schutzpolster), small – xx-large

keine Kassenleistung

Größen:	small	medium	large	x-large	xx-large
---------	-------	--------	-------	---------	----------

**AU100**

## Flexions – Spreizhose Relexta



**Indikation:**

Hüftdysplasie

**Wirkungsweise:**

Lagerung in Abduktion

**Produkt:**

Fertigartikel, Anpassung

TNR. 35 020...

Größen:	X0	0	1	2
Spreizweite:	bis 10 cm	bis 12 cm	bis 14 cm	bis 16 cm
für:	Frühgeborene	Neugeborene	Babys bis 2 Monate	Babys bis 4 Monate

**HL88**

## Flexions - Spreizhose (Graf / Mittelmeier)



**Indikation:**

Hüftdysplasie (Anmerkung: Die Verantwortung über Passform und Tragedauer liegt beim Arzt.)

**Wirkungsweise:**

Einstellung des Hüftkopfes in der Pfanne durch Flexion und Abduktion

**Produkt:**

Fertigartikel, Anpassung

TNR. 35 011 ...

Größen:	0	1	2	3
Brustumfang:	38 – 45 cm	45 – 52 cm	52 – 58 cm	55 – 62 cm

HL90

## Basko Pavlik Bandage für Kinder



**Indikation:**

Hüftdysplasie (Anmerkung: Die Verantwortung über Passform und Tragedauer liegt beim Arzt.)

**Wirkungsweise:**

Dehnungsbehandlung bei symmetrischer Spreizhemmung.

**Produkt:**

TNR. 35 012 013

Fertigartikel, Anpassung

TNR. 35 012 001

Individuelle Anfertigung



Prothesen werden individuell nach Spezialmodell hergestellt und angefertigt. Modernste Fertigungsmethoden werden zum Wohle des Patienten angewandt.

Für Patienten, die ihre Prothese aus psychischen Gründen schwer akzeptieren können, ist eine kosmetisch schöne Lösung besonders wichtig. Durch die Entwicklung eines dünnen, hautähnlichen Überzugs aus Silikon werden unsere Spezialisten dieser Aufgabe optimal gerecht und wir können die Akzeptanz massiv erhöhen.

Diese Silikon-Prothesenüberzüge werden nach dem Spezialmodell des Patienten individuell hergestellt und werden in Hinblick auf Größe, Hautschattierungen, Farben, Venen und Haare dem natürlichen Aussehen des Patienten völlig nachempfunden.





### Derzeit fertigen wir:

- ▶ Vorfußprothesen
- ▶ Unterschenkelprothesen
- ▶ Knieexprothesen
- ▶ Oberschenkelprothesen
- ▶ Hüftexprothesen
- ▶ Finger- und Armprothesen aller Art

### Produkt:

Individuelle Anfertigung

Bei Interesse fordern Sie bitte mit beiliegendem Antwort-Fax unser Detailprospekt an.











**Verwaltung und Stammgeschäft:**

Bergstraße 8, 5020 Salzburg  
Tel. 0662/879688, Fax 0662/874151  
E-Mail: office@lambert.at

**Filiale Salzburg:**

Ignaz-Harrer-Straße 44 b, 5020 Salzburg  
Tel. 0662/425115, Fax 0662/425115-21  
E-Mail: ihs@lambert.at

**Gesundheitszentrum:**

Ignaz-Rieder-Kai 21, 5020 Salzburg  
Tel. 0662/622002, Fax 0662/622003  
E-Mail: irk@lambert.at

**Filiale Salzburg:**

Alpenstraße 39, 5020 Salzburg  
Tel. 0662/630444, Fax 0662/630444-10  
E-Mail: alpenstrasse@lambert.at

**Salzburg Stadt**

Gesund werden. Gesund bleiben.

**Filiale Wals:**

Krimpling 2, 5071 Wals  
Tel. 0662/850603, Fax 0662/852209  
E-Mail: wals@lambert.at

**Filiale Hallein:**

Kornsteinplatz 3, 5400 Hallein  
Tel. 06245/80081, Fax 06245/80081-5  
E-Mail: hallein@lambert.at

**Filiale Hallein:**

Bahnhofstraße 4, 5400 Hallein  
Tel. 06245/70399, Fax 06245/70399-4  
E-Mail: hallein-bhf@lambert.at

**Filiale Abtenau:**

Markt 253a, 5441 Abtenau  
Tel. 06243/44074, Fax 06243/44074-10  
E-Mail: abtenau@lambert.at

**Filiale Saalfelden:**

Almerstraße 10, 5760 Saalfelden  
Tel. 06582/73715, Fax 06582/73715-10  
E-Mail: saalfelden@lambert.at

**Filiale St. Johann/Pg.:**

Hauptstraße 89  
Untermarkt, 5600 St. Johann/Pg., Tel. 06412/7691  
Fax 06412/7692, E-Mail: st-johann@lambert.at

**Filiale Tamsweg:**

Schloßparkweg 2, 5580 Tamsweg  
Tel. 06474/8419, Fax 06474/8420  
E-Mail: tamsweg@lambert.at

**Salzburg Land**

Gesund werden. Gesund bleiben.

**Filiale Braunau:**

Talstraße 2, 5280 Braunau  
Tel. 07722/87784, Fax 07722/65887  
E-Mail: braunau@lambert.at

**Filiale Braunau:**

Stadtplatz 51, 5280 Braunau  
Tel. 07722/68111, Fax 07722/68140  
E-Mail: braunau-stpl@lambert.at

**Filiale Ried i. I.:**

Hartwagnerstr. 11, 4910 Ried i. I.  
Tel. 07752/87848, Fax 07752/87519  
E-Mail: ried@lambert.at

**Filiale Mondsee:**

Steinerbachstr. 8b, 5310 Mondsee  
Tel./Fax 06232/3345  
E-Mail: mondsee@lambert.at

**Filiale Schärding:**

Alfred-Kubin-Str. 3, 4780 Schärding  
Tel. 07712/4418, Fax 07712/4689  
E-Mail: schaerding@lambert.at

**Filiale Linz:**

Blumauer Straße 41, 4020 Linz  
Tel. 0732/652366  
E-Mail: linz@lambert.at

**Oberösterreich**

Gesund werden. Gesund bleiben.

**Medisan Kufstein:** Oberer Stadtplatz 15,  
6330 Kufstein, Tel. 05372/64252, Fax 05372/64253  
E-Mail: kufstein@medisan.at

**Tirol**

... aktiv gesund!



Gesund werden. Gesund bleiben.

**Salzburg:** Bergstr. 8, Ignaz-Harrer-Str. 44b, Ignaz-Rieder-Kai 21, Alpenstr. 39  
**Wals:** 2 x Hallein · Abtenau · Tamsweg · St. Johann/Pongau  
**Saalfelden:** Linz · Schärding · Ried · 2 x Braunau · Mondsee  
**Info:** 0662/879688 · [www.lambert.at](http://www.lambert.at) · **E-Mail:** [office@lambert.at](mailto:office@lambert.at)  
Detaillierte Kontaktdaten siehe vorletzte Seite