

**medisan Knie-Ruhigstellungs-Bandage
mit Aluschiene, ohne Gelenk,
gestreckt 0° (KB338-0) oder 20° (KB338-20)**

Indikation:

Ruhigstellung nach akuten Knieverletzungen,
Quadrizepssehnenriss, Patellafraktur

Wirkungsweise:

Kniegelenksruhigstellung in Streckstellung

Produkt:

Fertigartikel, Anpassung, aus weichem Polster-
material mit seitlichen Metallverstärkungen,
Verstellung durch Klettverschlüsse

Größen:

X-Small, Small, Medium, Large
Ausführung in kurz oder lang



Gesund werden. Gesund bleiben.

Bundesland Salzburg:

5020 Salzburg, Bergstraße 8, Tel. 0662 / 87 96 88 - 81
5020 Salzburg, Ignaz-Rieder-Kai 21, Tel. 0662 / 62 20 02
5020 Salzburg, Ignaz-Harrer-Str. 44 b, Tel. 0662 / 42 51 15
5020 Salzburg, Itzlinger Hauptstr. 18, Tel. 0662 / 45 00 07
5020 Salzburg, Lindhofstraße 6, Tel. 0662 / 63 04 44
5071 Wals, Krimpling 2, Tel. 0662 / 85 06 03

5400 Hallein, Bahnhofstraße 4, Tel. 0 62 45 / 70 399
5400 Hallein, Kornsteinplatz 3, Tel. 0 62 45 / 80 081
5441 Abtenau, Markt 253 d, Tel. 0 62 43 / 44 074

5580 Tamsweg, Schloßparkweg 2, Tel. 0 64 74 / 84 19
5600 St. Johann / Pg., Industriestr. 26, Tel. 0 64 12 / 76 91
5760 Saalfelden, Almerstraße 10, Tel. 0 65 82 / 73 715

Bundesland Oberösterreich:

4780 Schärding, Alfred-Kubin-Str. 3, Tel. 0 77 12 / 44 18
4910 Ried, Hartwagnerstraße 11, Tel. 0 77 52 / 87 848
5230 Mattighofen, Stadtplatz 7, Tel. 0 77 42 / 27 596
5280 Braunau, Stadtplatz 51, Tel. 0 77 22 / 68 111
5280 Braunau, Talstraße 2, Tel. 0 77 22 / 87 784
5310 Mondsee, Herzog-Odilo-Str. 52, Tel. 0 62 32 / 33 45

www.lambert.at • office@lambert.at



Bundesland Tirol:



6330 Kufstein, Oberer Stadtplatz 15, Tel. 0 53 72 / 64 252

www.lambert.at • kufstein@medisan.at

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehlern. Die verwendeten
Abbildungen sind Symbolfotos. Stand: 08/2023

Haben Sie Kniebeschwerden?



Im Knie kommt es zu vielen Bänderverletzungen, die
zu schmerzhaften Abnützungserscheinungen führen.
Wir bieten Ihnen exklusiv unsere medisan Reihe an:

Genuaktiv Kniebandage KB329

Indikation:

Rezidivierende Schwellungen und/oder Ergüsse,
leichte Instabilität, Gonarthrose

Wirkungsweise:

Stabilisierung durch Kompression, Friktion durch
Pelotte

Produkt:

Fertigartikel, Anpassung, längs- und
querelastisches Gewebe, rund- oder
flachgestrickt, mit eingearbeiteten
Silikonpelotten, geschlossene
Patella

Größen:

Small,
Medium,
Large,
X-Large,
XX-Large



Nach Operation zur Ruhigstellung mit Limitierung

medisan Knie-Ranger mit limitierbarem Gelenk
KO248 (kurz), KO249 (lang)

Indikation:

Posttraumatisch, postoperativ

Wirkungsweise:

Stabilisierung und Führung zur Mobilisierung

Produkt:

Fertigartikel, Anpassung, aus weichem Polstermaterial mit seitlichen Metallverstärkungen, Verstellung durch Klettverschlüsse, Schienen mit Gelenken

Größen:

universal kurz (ca. 50 cm)

universal lang (ca. 66 cm)



medisan Knie-Mobilisierungs-Orthese mit limitierbarem Roll-Gleit-Gelenk nach Genelin, KO2006

Indikation:

Posttraumatisch, postoperativ

Wirkungsweise:

Stabilisierung und Führung des Kniegelenks

Produkt:

Vorgefertigte Knie-Orthese mit Anpassung. Seitlich verstellbare Schienen mit einstellbaren und limitierbaren Roll-Gleit-Gelenken zur Bewegungsfreigabe und therapieabhängiger Freigabe nach Mobilität des Patienten.

Größen:

universal kurz

universal lang



Bei älteren Bandverletzungen zur Nachbehandlung

medisan Knie-Bandage mit einstellbaren Mehrachsgelenk-Schienen, vorne offen
KB551 (kurz), KB556 (lang)

Indikation kurz:

Bandinstabilität mittleren Grades, postoperativ

Indikation lang:

Postoperativ nach bandnähten oder Bandrekonstruktionen.

Wirkungsweise:

Stabilisierung, Führung und endgradige Einschränkung (kurz). Stabilisierung, einstellbare Limitierung der Bewegung (lang)

Produkt:

Fertigartikel, Anpassung, polyzentrisch im Bewegungsumfang einstellbare Gelenke, anformbare Schienen, mindestens zwei straffe zirkuläre Bänder

Größe:

Small,
Medium,
Large,
X-Large,
XX-Large



Für Dauerschäden bei anhaltender Sport- und Geheleistung zur Vermeidung einer neuerlichen Verletzung

medisan Knie-Orthese gegen vordere Instabilität, KO3000

Indikation:

Knieinstabilität nach Ruptur des vorderen Kreuzbandes, postoperativ nach Bandrekonstruktion des vorderen Kreuzbandes

Wirkungsweise:

Funktioneller Ersatz der fehlenden Stabilität im Kniegelenk

Produkt:

Fertigartikel, Anpassung, kompakte Rahmenausführung mit polyzentrischen Gelenken, Bewegung einstellbar

Größe:

Small,
Medium,
Large,
X-Large
XX-Large



Fragen Sie unsere Orthopädie-Spezialisten, wir beraten Sie gerne.